



Les IVAP

Pour le contrôle métrologique
& l'entretien des micropipettes
Dominique Dutscher s'appuie sur **MC2**,
un prestataire indépendant
des fabricants de micropipettes

Les de MC2

- Spécialiste de la métrologie, MC2 entretient, répare, étalonne & contrôle toutes les marques de micropipettes. Cette neutralité vis-à-vis des marques garantit son impartialité
- Un service **rapide** et **professionnel**, et une **compétence** reconnue dans le monde de la métrologie.
- MC2 est accrédité COFRAC, selon la norme n° 2-6584, portée disponible sur www.cofrac.fr.

Nos prestations

MC2 assure des opérations de maintenance ou des vérifications métrologiques (avec ou sans étalonnages COFRAC), en atelier ou sur site.

Il existe 2 types de prestations, réalisables soit en atelier (retour de vos pipettes à nos services), prestations Cofrac ou non Cofrac, soit sur votre site d'utilisation (sous condition d'un nombre minimal). Une prestation COFRAC sur site est possible en sous traitance.

Prestation standard de vérification en l'état et/ou après maintenance, selon la norme NF EN ISO8655.

Délivrance d'un constat de vérification avec décision de conformité rendue, tenant compte des tolérances de la norme (ou autres tolérances sur demande).


Prestations d'étalonnage COFRAC en l'état et/ou après maintenance, selon portée d'accréditation disponible sur demande.

Délivrance d'un certificat d'étalonnage COFRAC avec décision de conformité rendue, selon les tolérances de la norme ISO 8655.



Délivrance d'un certificat d'étalonnage COFRAC avec décision de conformité rendue, selon les tolérances de la norme ISO 8655.

(*)



Adressez directement vos micropipettes à MC2



MC2
2 allée Alan Turing
63170 AUBIERE



(*) Accréditation n° 2-6584
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Groupe Dutscher
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE

Tél: 04 73 28 99 99
e-mail: contactdd@mc2lab.fr
www.mc2lab.fr