








## LYOPHILISATEURS LYOVAPOR™ L-200 ET L-200 PRO

- **Flexible** : des configurations pour chaque application !  
Une grande variété de chambres de séchage, de manifolds ou de pompes pour que votre lyophilisateur réponde à toutes vos attentes
- **Logiciel Infinite-Control™** : pour créer facilement des méthodes, mais également enregistrer les données, les graphiques en temps réel grâce à vos appareils mobiles.  
Information sur le suivi du process via notifications
- **Fiable et reproductible** : optimise votre processus de lyophilisation grâce à une détermination fiable du point final
- **Température du condenseur** : - 55 °C
- **Capacité en glace jusqu'à 6 kg / 24 h**
- **Ergonomique** : affichage ajustable à l'avant ou sur le côté.  
Pour travail sous hotte : une seconde interface peut être connectée à l'extérieur








### L-200

- Interface basique
- Réglage du vide à l'écran
- Pour séchage primaire uniquement

L-200 livré avec :	Manifold 12 positions	Manifold 24 positions	4 plateaux non chauffants	4 plateaux non chauffants et 12 manifolds	6 plateaux non chauffants	6 plateaux non chauffants et 12 manifolds
Configuration						
Réf. avec pompe - Pfeiffer Duo 6	<a href="#">946641</a>	<a href="#">946647</a>	<a href="#">946653</a>	<a href="#">946659</a>	<a href="#">946665</a>	<a href="#">946671</a>
€	18675-	20486-	18868-	19307-	19789-	20261-
€ PROMO	13944 -	15296 -	14088 -	14416 -	14776 -	15128 -
Réf. avec pompe - Edwards nXDS6iC sans huile 6 à 10 m <sup>3</sup> /h	<a href="#">946643</a>	<a href="#">946649</a>	<a href="#">946655</a>	<a href="#">946661</a>	<a href="#">946667</a>	<a href="#">946673</a>
€	21996-	22661-	22168-	22661-	23121-	23604-
€ PROMO	16424 -	16920 -	16552 -	16920 -	17264 -	17624 -

### L-200 Pro

- Interface Pro
- Logiciel Lyovapor et sonde de température en option
- Pour échantillons nécessitant un suivi de procédé
- Régulation possible des plateaux chauffants

L-200 Pro livré avec :	4 plateaux chauffants	4 plateaux chauffants et 12 manifolds	4 plateaux chauffants et couvercle de bouchage	6 plateaux chauffants	6 plateaux chauffants et 12 manifolds
Configuration					
Réf. avec pompe - Pfeiffer Duo 6	<a href="#">946678</a>	<a href="#">946702</a>	<a href="#">946726</a>	<a href="#">946750</a>	<a href="#">946774</a>
€	27279-	27632-	30279-	28650-	28993-
€ PROMO	20368 -	20632 -	22608 -	21392 -	21648 -
Réf. avec pompe - Edwards nXDS6iC sans huile 6 à 10 m <sup>3</sup> /h	<a href="#">946680</a>	<a href="#">946704</a>	<a href="#">946728</a>	<a href="#">946752</a>	<a href="#">946776</a>
€	30771-	31607-	33825-	32175-	32539-
€ PROMO	22976 -	23600 -	25256 -	24024 -	24296 -



Astuce