

Boîtes de Petri rondes

- En polystyrène
- Parfaite planéité
- Epaisseur constante
- Empilables
- Haute transparence
- 2 versions : non stérile (ISO 6) ou stérile



Diamètre (mm)	55			60			90						150					
Hauteur (mm)	14	14,2		14,2		16,2		14,2		16,2		14,2		16,2	14,2	16,2	17,5	
Ergots	3	3	Sans	3	3	3	3	Sans	Sans	Sans	Sans	1	1	1	1	3	3	3
Nombre de compartiments	1															2	2	1
Stérile	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Unité d'emb.	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5
Unités/carton	800	1080	1080	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	160
Réf.	390160*	390156	390152B	390155	390162	390153	390154	390163	390166	390164	390165	390167	390170	390168	390169	390158	390159	390157
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* Avec grille de comptage.

Boîte de Petri carrée

L x l (mm)	120 x 120
Hauteur (mm)	17,5
Ergots	3
Nombre de compartiments	1
Stérile	Oui
Unité d'emb.	10
Unités/carton	240
Réf.	390161
€	NC -



Boîtes de Petri en polystyrène

Diamètre (mm)	55		90		90		120		140	
Hauteur (mm)	14,2		14,2		16,2		15		15	
Ergots	Sans	3	Sans	3	Sans	3	Sans	3	Sans	3
Unité d'emb.	15	15	25	25	25	25	16	16	10	16
Unités/carton	1005	1005	600	600	600	600	240	240	110	240
Réf. aseptique	483004	483005	483008	483009	483012	483013	483026	483027	483030	483031
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. stérile	483006	483007	483010	483011	483014	483015	483028	483029	483032	483033
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Boîtes de Petri Rodac

- En polystyrène
- Avec grille de comptage

Diamètre (mm)	65	
Hauteur (mm)	14,5	
Ergots	Sans	4
Nombre de compartiments	1	
Unité d'emb.	18	18
Unités/carton	918	918
Réf. aseptique	483000	483001
€	NC -	NC -
Réf. stérile	483002	483003
€	NC -	NC -



Boîtes de Petri spécifiques

Diamètre (mm)	90	90	90	90	90
Hauteur (mm)	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
Ergots	3	3	4	4	4
Nombre de compartiments	1	2	1	2	3
Spécificité	Marquage laser		Anneau stabilisé		
Unité d'emb.	25	25	25	25	25
Unités/carton	600	600	600	600	600
Réf. aseptique	483016	483018	483020	483022	483024
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. stérile	483017	483019	483021	483023	483025
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

