

## Unité de distillation BUCHI

- Pour détermination des protéines et de l'azote (TKN, NPN, TVBN, ammoniacque, nitrate/nitrite et caséine)
- Possibilité de connecter les titrateurs Metrohm ou SI analytics pour la gamme MultiKjel

### 3 équipements possibles

- + EasyKjel : unité basique
- + BasicKjel : unité intermédiaire
- + MultiKjel : unité avancée

### 2 types de protection

- + Vase de protection DEVARDA (en verre) : Pour la protection du condenseur des éclaboussures causées par la réaction de l'alliage Devarda et de la distillation de la vapeur d'eau
- + Vase de protection en plastique ou en verre : Pour la protection du condenseur des éclaboussures causées par la distillation de la vapeur d'eau

	EasyKjel	BasicKjel	MultiKjel
			
Set de titration	-	-	*
Titrateur externe	-	-	*
Chiller	*	*	*
Buchi Bluetooth® Dongle	1	1	1
Câble alimentation	1	1	1
Tube échantillon (300 ml)	1	1	1
Réservoir de 10 litres	1	1	2
Réservoir de 20 litres	-	1	2
Tube aspiration	1	3	4
Tuyau pour produits chimiques	2	3	4
Tuyau pour alimentation eau froide (1,5 m)	1	1	1
Tuyau pour vidange eau froide (3 m)	1	1	1
Tuyau pour pompe péristaltique (2,5 m)	-	*	2
Dimensions (mm)	320 x 400 x 730		
Poids (kg)	23		
Mode AutoDist (détection automatique du début de la condensation)	Non	Oui	Oui
Pompe NaOH	Oui	Oui	Oui
Pompe à eau	Non	Oui	Oui
Pompe acide borique	Non	Non	Oui
Élimination échantillon	Non	En option	Oui
Becher de titration	Non	Non	En option
Ecran	Couleur LCD 11 cm	Couleur LCD 11 cm	Couleur LCD 18 cm
Nombre méthodes	8	8	96

\*En fonction du kit

Réf.	Modèle	Vase de Protection	Chiller	€
<a href="#">946838</a>	EasyKjel	Verre	Non	NC -
<a href="#">946857</a>	EasyKjel	Plastique	Non	NC -
<a href="#">946858</a>	EasyKjel	Devarda	Non	NC -
<a href="#">946837</a>	BasicKjel	Verre	Non	NC -
<a href="#">946847</a>	MultiKjel	Verre	Non	NC -
<a href="#">946849</a>	MultiKjel avec titrateur	Verre	Non	NC -
<a href="#">946848</a>	MultiKjel avec titrateur	Verre	Oui	NC -

Autres configurations,  
autres modèles sur demande