

N° de série : <b>JH45290</b>	N° Document : <b>75V12 / DDUTSCHER</b>
Référence : Finnpiquette 4642 F2 - 2 / Ref Dutscher: 050600	Mise en service : Date : 22/08/2012
Modèle : Finnpiquette F2 - var. 0.2-2 µl - type A	Nombre de canaux : 1
Constructeur : THERMO SCIENTIFIC	
Heure : 17:10:20	

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

**Volume : 0,2 µl**

Moyenne :	0,205 µl	Minimum :	0,192 µl	Maximum :	0,234 µl		
Erreur systématique	Ev :	0,005 µl	E%	2,40 %	Tolérance E :	0,08 µl	CONFORME
Erreur aléatoire	Sv :	0,012 µl	CV%	6,10 %	Tolérance S :	0,04 µl	CONFORME

10 mesures (en mg)

0,210 0,196 0,201 0,233 0,198 0,201 0,213 0,206 0,191 0,192

**Volume : 1 µl**

Moyenne :	0,999 µl	Minimum :	0,978 µl	Maximum :	1,034 µl		
Erreur systématique	Ev :	-0,001 µl	E%	-0,08 %	Tolérance E :	0,08 µl	CONFORME
Erreur aléatoire	Sv :	0,017 µl	CV%	1,75 %	Tolérance S :	0,04 µl	CONFORME

10 mesures (en mg)

1,006 0,985 1,009 0,985 0,982 1,030 1,012 0,985 0,975 0,989

**Volume : 2 µl**

Moyenne :	2,008 µl	Minimum :	1,994 µl	Maximum :	2,028 µl		
Erreur systématique	Ev :	0,008 µl	E%	0,39 %	Tolérance E :	0,08 µl	CONFORME
Erreur aléatoire	Sv :	0,012 µl	CV%	0,60 %	Tolérance S :	0,04 µl	CONFORME

10 mesures (en mg)

2,004 1,999 1,994 1,991 2,007 1,987 2,021 2,018 2,002 1,987

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

**Conclusion CONFORME**

**Décontamination** Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011  
méthode gravimétrique : procédure PLM050 référentiel : ISO 8655

Température : 22,8 °C

Pression : 1000,4 hPa

Hygrométrie : 65,9 %

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0034 µl/mg

Pointe : ClearLine Ref.037640CL / Ref.037640TCL (Low Binding)

Pointe : ClearLine Ref.037660CL / Ref.037660TCL (Low Binding)

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr