

N° de série : 21041246	N° Document : 59V12 / DDUTSCHER
Référence : Socorex Acura 825 - 2 / Ref Dutscher: 061104	Mise en service : Date : 22/08/2012
Modèle : Socorex - var. 0.1-2 µl - type A	Nombre de canaux : 1
Constructeur : SOCOREX	Heure : 14:46:17

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

Volume : 0,2 µl

Moyenne :	0,179 µl	Minimum :	0,159 µl	Maximum :	0,190 µl		
Erreur systématique	Ev : -0,021 µl	E%	-10,65 %	Tolérance E :	0,08 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,009 µl	CV%	5,20 %	Tolérance S :	0,04 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)							
	0,168	0,178	0,158	0,182	0,175	0,180	0,189
	0,187	0,180	0,184				

Volume : 1 µl

Moyenne :	1,001 µl	Minimum :	0,991 µl	Maximum :	1,013 µl		
Erreur systématique	Ev : 0,001 µl	E%	0,06 %	Tolérance E :	0,08 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,008 µl	CV%	0,79 %	Tolérance S :	0,04 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)							
	1,010	0,997	0,989	1,001	0,991	0,992	0,988
	0,993	1,003	1,008				

Volume : 2 µl

Moyenne :	2,027 µl	Minimum :	1,991 µl	Maximum :	2,044 µl		
Erreur systématique	Ev : 0,027 µl	E%	1,36 %	Tolérance E :	0,08 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,014 µl	CV%	0,69 %	Tolérance S :	0,04 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)							
	1,984	2,021	2,020	2,022	2,022	2,031	2,024
	2,037	2,025	2,018				

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion CONFORME

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011
référentiel : ISO 8655

Température : 22,8 °C

Pression : 1001,2 hPa

Hygrométrie : 66 %

Pointe : ClearLine 130340CL

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0034 µl/mg

ClearLine 130340TLC (Low Binding)

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr