

N° de série : LH12261	N° Document : 64V14 / SP73V10P
Référence : Finnpiquette 4642 F2 - 100	Mise en service : Date : 13/06/2014
Modèle : Finnpiquette - var. 10-100 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 15:19:41
Constructeur : THERMO SCIENTIFIC	

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

Volume : 10 µl

Moyenne : 10,065 µl **Minimum :** 10,009 µl **Maximum :** 10,200 µl

Erreur systématique	Ev : 0,065 µl	E% 0,65 %	Tolérance E : 0,8 µl	CONFORME
Erreur aléatoire	Sv : 0,064 µl	CV% 0,64 %	Tolérance S : 0,3 µl	CONFORME

10 mesures (en mg)

10,159 9,981 10,118 10,035 9,969 10,010 10,012 10,008 9,978 9,979

Volume : 50 µl

Moyenne : 49,955 µl **Minimum :** 49,845 µl **Maximum :** 50,103 µl

Erreur systématique	Ev : -0,045 µl	E% -0,09 %	Tolérance E : 0,8 µl	CONFORME
Erreur aléatoire	Sv : 0,074 µl	CV% 0,15 %	Tolérance S : 0,3 µl	CONFORME

10 mesures (en mg)

49,660 49,738 49,716 49,762 49,646 49,903 49,762 49,781 49,795 49,797

Volume : 100 µl

Moyenne : 100,263 µl **Minimum :** 100,191 µl **Maximum :** 100,342 µl

Erreur systématique	Ev : 0,263 µl	E% 0,26 %	Tolérance E : 0,8 µl	CONFORME
Erreur aléatoire	Sv : 0,052 µl	CV% 0,05 %	Tolérance S : 0,3 µl	CONFORME

10 mesures (en mg)

99,916 99,811 99,847 99,900 99,824 99,942 99,851 99,792 99,920 99,830

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion

CONFORME

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MORANDI Laetitia

Signature :

Identification balance : Sartorius MSA6.6S n°28908862

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° G2-383 du 20/02/2013
référentiel : ISO 8655

Température : 25,2 °C

Pression : 1000,9 hPa

Hygrométrie : 58,2 %

Pointe : 713111

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,004 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285