

Inserts Merck Millipore®

Inserts individuels Millicell pour plaques de culture 6, 12 ou 24 Puits

- Membrane en PET pour une meilleure visualisation des cellules
- Géométrie excentrée pour faciliter l'accès au compartiment basolatéral
- Parois hautes : augmentent la capacité de l'insert et limite les risques de débordement
- Emballage individuel sous blister, sans plaque
- Les inserts 24 puits sont uniquement utilisables avec les plaques Millicell-24

Inserts solidaires Millicell en plaques 24 ou 96 puits

- Membranes en PET ou PCF (polycarbonate)
- Transparence optique des membranes pour une visualisation aisée des cellules
- Bordures des puits réhaussées pour un scellage optimal par adhésif
- Large surface des membranes
- Design unique : canal de pipetage, accès indépendant au compartiment basal

Chambre de culture Millicell

- Différents types de membranes Biopore (PTFE), MF (Ester cellulose), Isopore (PC)
- Inserts à membrane destinés aux plaques 6 puits ou 24 puits
- Améliorent la différenciation cellulaire
- Élargissent les possibilités d'analyses
- Stériles



Réf.	Désignation	Type de membrane	Matière de la membrane	Unités/carton	€/carton
Porosité 0,4 µm					
051706B	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Translucide	PET	48	NC -
051720	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et 2 plaques réceptrices (1 monopuits et une 24 puits)	Transparente	PCF	1	NC -
051721	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et plaque réceptrice monopuits	Transparente	PCF	5	NC -
053711	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Transparente	PCF	1	NC -
053713	Plaque 96 puits d'inserts solidaires et plaque réceptrice (1 de 96 puits)	Transparente	PCF	5	NC -
053714	Plaque 96 puits d'inserts solidaires et 1 plaque monopuits	Transparente	PCF	5	NC -
044001	Chambre de culture pour plaque 24 puits	Translucide	PTFE	50	NC -
044002	Chambre de culture pour plaque 6 puits	Translucide	PTFE	50	NC -
044003	Chambre de culture pour plaque 6 puits, culture organotypique (5 mm de haut)	Translucide	PTFE	50	NC -
044004	Chambre de culture pour plaque 24 puits	Translucide	Ester cellulose	50	NC -
044005	Chambre de culture pour plaque 6 puits	Translucide	Ester cellulose	50	NC -
044010	Chambre de culture pour plaque 24 puits	Translucide	PC	50	NC -
044011	Chambre de culture pour plaque 6 puits	Translucide	PC	50	NC -
Porosité 1 µm					
051708B	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Transparente	PET	48	NC -
051722	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et 2 plaques réceptrices (1 monopuits et 1 de 24 puits)	Transparente	PET	1	NC -
051723	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et plaque réceptrice (1 monopuits)	Transparente	PET	5	NC -
053712	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Transparente	PET	1	NC -
053715	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Transparente	PET	5	NC -
Porosité 3 µm					
051713B	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Translucide	PET	48	NC -
236186	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Translucide	PET	48	NC -
236183	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Translucide	PET	48	NC -
053854	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et 2 plaques réceptrices (1 monopuits et 1 de 24 puits)	Transparent	PCF	1	NC -
053965	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et plaque réceptrice (1 de 24 puits)	Transparent	PCF	5	NC -
044012	Chambre de culture pour plaque 24 puits	Translucide	PC	50	NC -
Porosité 5 µm					
051716B	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Translucide	PET	48	NC -
051715B	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Translucide	PET	48	NC -
053962	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et 2 plaques réceptrices (1 monopuits et 1 de 24 puits)	Transparent	PCF	1	NC -
053963	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et plaque c (1 de 24 puits)	Transparent	PCF	5	NC -
Porosité 8 µm					
051719B	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Translucide	PET	48	NC -
053960	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et 2 plaques réceptrices (1 monopuits et 1 de 24 puits)	Transparent	PCF	1	NC -
053961	Plaque 24 puits d'inserts solidaires et plaque réceptrice (1 de 24 puits)	Transparent	PCF	5	NC -
Porosité 12 µm					
044014	Chambre de culture pour plaque 24 puits	Translucide	PC	50	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
051724	Plaque réceptrice monopuits	5	5	NC -
051725	Plaque réceptrice 24 puits	5	5	NC -