
greiner CULTURE DE CELLULES ADHÉRENTES

Chambres de culture CELLdisc™ Greiner Bio-One









- Disque en polystyrène, bouchon en HDPE
- Forme cylindrique minimisant les effets de bords : rapport surface/ volume optimisé de 40 % par rapport à un dispositif traditionnel
- Canal central permettant les échanges gazeux
- Ouverture large de 38 mm avec bouchon à vis, 2 couleurs en fonction du traitement :

Rouge: TC Bleu: advanced TC

- Stériles, à usage unique
- Compatibles avec la culture en systèmes clos et la bioproduction

Réf.	Surface (cm²)	Nbre de plateaux	Volume de travail (ml)	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€/ carton
073053	250	1	15-50	TC	1	8	NC -
073049	1000	4	60-200	TC	1	4	NC -
678904	1000	4	60-200	Advanced TC	1	4	NC -
073050	2000	8	120-400	TC	1	3	NC -
678908	2000	8	120-400	Advanced TC	1	3	NC -
073095	3000	12	180-600	TC	1	2	NC -
678912	3000	12	180-600	Advanced TC	1	2	NC -
073051	4000	16	240-800	TC	1	2	NC -
678916	4000	16	240-800	Advanced TC	1	2	NC -
073096	6000	24	360-1200	TC	1	2	NC -
678924	6000	24	360-1200	Advanced TC	1	2	NC -
073052	10000	40	600-2000	TC	1	1	NC -
678940	10000	40	600-2000	Advanced TC	1	1	NC -

Accessoires

- CELLevator : permet l'empilage des CELLdisc dans l'incubateur pour optimiser la surface
- CELLstage : permet le bon positionnement des CELLdisc pour un remplissage aisé (même pour les CELLDisc à nombreux étages)
- CELLhandle Gripper : permet la manutention et le transport des CELLdisc
- CELLring : support avec niveau à bulle, permet de garantir la planéité totale des CELLdisc

Réf.	Désignation	Unites/ sachet	Unites/ carton	€/ carton
878071	CELLevator	1	9	NC -
878072	CELLstage pour Celldisc 4 à 24 étages	1	1	NC -
878073	CELLstage pour Celldisc 40 étages	1	1	NC -
878074	CELLhandle Gripper	1	1	NC -
878075	CELLring	1	3	NC -



Votre contact spécialiste Carine BARDOU Port. 07 63 62 20 58 cbardou@dutscher.com