

Erlenmeyers de culture Jet Biofil

■ Stériles



Avec bouchons standards vissants

Réf.	Vol. (ml)	Matière (Erlen/bouchon)	Avec déflecteurs	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
862348	125	PETG/HDPE	Non	1	24	NC -
862350	250	PETG/HDPE	Non	1	12	NC -
862352	500	PETG/HDPE	Non	1	12	NC -
862354	1000	PETG/HDPE	Non	1	24	NC -
862356	125	PC/HDPE	Non	1	24	NC -
862358	250	PC/HDPE	Non	1	12	NC -
862360	500	PC/HDPE	Non	1	12	NC -
862362	1000	PC/HDPE	Non	1	24	NC -
862589	125	PETG/HDPE	Oui	1	24	NC -
862591	250	PETG/HDPE	Oui	1	12	NC -
862593	500	PETG/HDPE	Oui	1	12	NC -
862595	1000	PETG/HDPE	Oui	1	24	NC -
862364	125	PC/HDPE	Oui	1	24	NC -
862366	250	PC/HDPE	Oui	1	12	NC -
862368	500	PC/HDPE	Oui	1	12	NC -
862370	1000	PC/HDPE	Oui	1	24	NC -

Avec bouchons filtrants vissants

Réf.	Vol. (ml)	Matière (Erlen/bouchon)	Avec déflecteurs	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
862349	125	PETG/HDPE	Non	1	24	NC -
862351	250	PETG/HDPE	Non	1	12	NC -
862353	500	PETG/HDPE	Non	1	12	NC -
862355	1000	PETG/HDPE	Non	1	24	NC -
862357	125	PC/HDPE	Non	1	24	NC -
862359	250	PC/HDPE	Non	1	12	NC -
862361	500	PC/HDPE	Non	1	12	NC -
862363	1000	PC/HDPE	Non	1	24	NC -
862590	125	PETG/HDPE	Oui	1	24	NC -
862592	250	PETG/HDPE	Oui	1	12	NC -
862594	500	PETG/HDPE	Oui	1	12	NC -
862596	1000	PETG/HDPE	Oui	1	24	NC -
862365	125	PC/HDPE	Oui	1	24	NC -
862367	250	PC/HDPE	Oui	1	12	NC -
862369	500	PC/HDPE	Oui	1	12	NC -
862371	1000	PC/HDPE	Oui	1	24	NC -

Erlenmeyer et fioles de Fernbach en polycarbonate

- Col de 70 mm pour remplissage et nettoyage facile
- Forme Fernbach avec ou sans déflecteur

Réf.	Vol. (ml)	Matière (Erlenmeyer/bouchon)	Avec déflecteurs	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
Erlenmeyer avec bouchon standard						
978320	2000	PC/HDPE	Non	1	6	NC -
978321	2000	PC/HDPE	Oui	1	6	NC -
Fioles de Fernbach avec bouchon filtrant						
978322	2000	PC/HDPE	Non	1	6	NC -
978323	2000	PC/HDPE	Oui	1	6	NC -
978324	3000	PC/HDPE	Non	1	4	NC -
978325	3000	PC/HDPE	Oui	1	4	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/cartons	€/carton
978326	Bouchons standard	24	NC -
978327	Bouchons filtrants	24	NC -



Erlenmeyer avec bouchon 2 en 1

- Conformes USP Classe IV
- Réutilisables
- Autoclavables
- Stérilisés SAL 10⁻⁶
- Bouchons antifuite polypropylène 2 en 1 : standard ou filtrant (0,22 µm en ôtant le surbouchon)
- Graduations moulées améliorant la précision volumétrique



Réf.	Vol. (ml)	Matière (Erlenmeyer/bouchon)	Avec déflecteurs	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
355117B	125	PC/PP	Non	1	24	NC -
355121B	250	PC/PP	Non	1	12	NC -
355125B	500	PC/PP	Non	1	12	NC -
355129B	1000	PC/PP	Non	1	6	NC -
355133B	2000	PC/PP	Non	1	6	NC -
355115B	125	PC/PP	Oui	1	24	NC -
355119B	250	PC/PP	Oui	1	12	NC -
355123B	500	PC/PP	Oui	1	12	NC -
355127B	1000	PC/PP	Oui	1	6	NC -
355131B	2000	PC/PP	Oui	1	6	NC -
355137B	3000	PC/PP	Oui	1	3	NC -

Accessoires Bouchons filtrants avec membrane PTFE 0,2 µm.

Réf.	Pour flacons	Unités/cartons	€/carton
360543	355117B, 355115B, 355121B, 355119B	288	NC -

