


## Tubes à centrifuger 15 et 50 ml ClearLine®

ClearLine®



Volume (ml)	15				50			
Ø ext. (mm)	17				30			
Hauteur (mm)	120				115			
Matière	Polypropylène				Polypropylène			
Stérile	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	
Autoclavable	Oui				Oui			
Vitesse max de centrifugation (g)	12000				12000			
Jupe	Non				Non	Non	Non	Oui
Graduations	Oui (incrément 0,5 ml)				Oui (incrément 2,5 ml)			
Zone de marquage	Oui				Oui			
Coloris	Transparent				Transparent			
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C				-80 °C à +121 °C			
Spécificités	Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines <0,05EU/ml ; test anti-fuite effectué sur chaque tube	Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines <0,05EU/ml ; test anti-fuite effectué sur chaque tube ; sachet refermable		Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines <0,05EU/ml ; test anti-fuite effectué sur chaque tube ; faible taux de rétention de protéines ; sachet refermable	Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines <0,05EU/ml ; test anti-fuite effectué sur chaque tube ; faible taux de rétention de protéines	Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines <0,05EU/ml ; test anti-fuite effectué sur chaque tube ; sachet refermable		
Unités/carton	20 portoirs de 25	20 sachets de 25	20 sachets de 25	20 sachets de 25	20 portoirs de 25	20 sachets de 25	20 sachets de 25	
Réf. bouchon vert	<b>131038C</b>	<b>131040C</b>	<b>131042C</b>	<b>131032C</b>	<b>131135C</b>	<b>131034C</b>	<b>131036C</b>	
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	

## Tubes à centrifuger 15 et 50 ml SPL



Volume (ml)	15				50			
Ø (mm)	16,9				30			
Hauteur (mm)	119,2				115		116	
Matière	Polystyrène ; bouchon en HDPE	Polystyrène ; bouchon en HDPE	Polypropylène ; bouchon en HDPE	Polypropylène ; bouchon en HDPE	Polypropylène ; bouchon en HDPE			
Stérile	Oui				Oui			
Autoclavable	Non				Non			
Vitesse max de centrifugation (g)	3000	3000	13000	13000	14000	20000	14000	14000
Jupe	Non				Non	Non	Non	Oui
Graduations	Oui				Oui			
Zone de marquage	Oui				Oui			
Coloris	Translucide				Translucide			
Spécificités	Exempt de DNase et RNase, d'ADN, et d'endotoxines ; non cytotoxique							
Unités/carton	10 sachets de 50 tubes	20 portoirs de 25 tubes	10 sachets de 50 tubes	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes	10 sachets de 10 tubes	12 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes
Réf. bouchon vert	<b>330110</b>	<b>330115</b>	<b>330109</b>	<b>330114</b>	<b>330111</b>	<b>330113</b>	<b>330116</b>	<b>330112</b>
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Retrouvez le reste de notre gamme de tubes à centrifuger dans notre chapitre Tubes et portoirs.