

Kits ReadyStrain



■ Stériles

Réf.	Taille des pores (µm)	Code couleur	Pour tubes	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton
010198B	40	Violet	50 ml	1	100	NC -
010199B	70	Orange	50 ml	1	100	NC -
010206B	100	Vert	50 ml	1	100	NC -

Tamis cellulaires SureStrain



■ Stériles

■ Corps en polyéthylène basse densité et membrane en PET

Réf.	Taille des pores (µm)	Code couleur	Pour tubes	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton
149213	5	Jaune	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	25	NC -
149214	5	Jaune	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	50	NC -
149215	5	Jaune	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	100	NC -
149217	5	Jaune	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	500	NC -
149218	10	Turquoise	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	25	NC -
149219	10	Turquoise	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	50	NC -
149220	10	Turquoise	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	100	NC -
149221	10	Turquoise	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	500	NC -
149222	20	Vert	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	25	NC -
149223	20	Vert	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	50	NC -
149224	20	Vert	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	100	NC -
149225	20	Vert	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	500	NC -
149226	40	Bleu clair	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	25	NC -
149227	40	Bleu clair	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	50	NC -
149228	40	Bleu clair	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	100	NC -
149229	40	Bleu clair	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	500	NC -
149230	70	Transparent	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	25	NC -
149231	70	Transparent	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	50	NC -
149232	70	Transparent	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	100	NC -
149233	70	Transparent	1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits	25	500	NC -

Tamis cellulaires - PluriStrainer



■ Connecteur pour réguler le débit (peut être utilisé avec une seringue)

■ Entonnoir permettant de charger jusqu'à 24 ml

Réf.	Taille des pores (µm)	Code couleur	Pour tubes	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton
149016	10	Blanc	50 ml	25	25	NC -
149017	15	Blanc	50 ml	25	25	NC -
149019	20	Vert	50 ml	25	25	NC -
149026B	30	Violet	50 ml	25	25	NC -
149195	60	Bleu	50 ml	25	25	NC -
149027	85	Orange	50 ml	25	25	NC -



149013



149014

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
149013	Connecteur de régulation du débit d'écoulement	25	NC -
149014	Entonnoir pour disposer l'échantillon sur le tamis	25	NC -

Kit PluriStrainer

Réf.	Porosité	€
149024B	Kit PluriStrainer 1 µm, 6 µm, 10 µm, 15 µm, 20 µm et 30 µm (4 de chaque) + 8 connecteurs	NC -
149025	Kit PluriStrainer 40 µm, 60 µm, 70 µm, 85 µm, 100 µm et 200 µm (4 de chaque)	NC -