

Gamme DD



Eau pour culture cellulaire apyrogène, stérile filtrée.

Réf.	Vol. (ml)	€
L0970-100	100	NC -
L0970-500	500	NC -
L0970-1000	1000	NC -

Gamme PAN BIOTECH



Eau stérile destinée à la culture cellulaire

Réf.	Vol.	€
P04-991500	500 ml	NC -
P04-991000	1 l	NC -
P04-992000	20 l	NC -

Eau WFI

- Stérile
- Endotoxine 0,25 EU/ml
- Répond aux normes industrielles les plus élevées (EP/USP)

Réf.	Vol.	€
CT-991500	500 ml	NC -
CT-991000	1 l	NC -
CT-99010B	10 l	NC -
CT-99020B	20 l	NC -

Gamme Corning

CORNING



Eau qualité WFI (water for injection) spécifications USP, cGMP et teste mycoplasme.

Réf.	Réf. Corning	Volume	Unités/ carton	€/ carton
702615	25-055-CI	100 ml	6	NC -
702617	25-055-CV	500 ml	6	NC -
702618*	25-055-CVC	500 ml	6	NC -
702616	25-055-CM	1 l	6	NC -
702619	25-055-LB	20 l	1	NC -

* Avec bouchon septum.

Eau pure



Accessoire

Réf.	Désignation	Unité d'emballage	€
069822	Bouchon à robinet pour bidon 10 litres	1	NC -

Gamme HYCLONE



Eau pour culture cellulaire - Sans endotoxines (< 0,005 EU/ml)

- Déionisée
- Stérile (filtrée à 0,1 µm)
- cGMP

Réf.	Volume (ml)	Unités/ carton	€/ carton
SH30529.01	100	1	NC -
SH30529.02	500	1	NC -
SH30529.FS	500	6	NC -
SH30529.03	1000	1	NC -

Eau pour culture cellulaire - Qualité WFI*

- Spécifications USP, et pharmacopée EU pas d'utilisation diagnostic ou thérapeutique

Réf.	Volume (ml)	Unités/ carton	€/ carton
SH30221.LS	1 l	6	NC -
CH30154.11	20 l	1	NC -
SH30221.18	100 ml	1	NC -

* Pour la recherche uniquement.

- Apyrogène
- Eau purifiée, osmosée, déminéralisée
- Résistivité > 0,5 MΩ.cm
- Conforme à la Pharmacopée Européenne en vigueur - Monographie Eau purifiée conditionnée en récipient
- Conforme à la Pharmacopée Américaine en vigueur - Monographie «Purified water»
- Conforme à la Norme NF ISO3696 type 3
- Qualité bactériologique < 10UFC/100 ml
- Bulletin d'analyse sur demande

Applications :

- + rinçage du médico-chirurgical lors des protocoles de désinfection ne nécessitant pas d'eau stérile
- + rinçage final des instruments de laboratoire
- + nettoyage en salle blanche
- + préparation des solutions pour automate
- + réalisation de solutions tampon

Réf.	Désignation	€
069811B	Eau purifiée 10 l non stérile	NC -