

Unités d'ultrafiltration à centrifuger Amicon™ Ultra



- Avec membrane Ultracel™ en cellulose régénérée à faible adsorption, idéale pour une utilisation avec les solutions protéiques diluées
- Convient également pour la filtration rapide de milieux complexes comme le serum ou les lysats cellulaires
- Rapide : 10 à 20 minutes de centrifugation
- Une récupération élevée de l'échantillon (> 90 %)
- Compatible avec les différents rotors
- Angle fixe et panier basculant
- Un design innovant
- 1 seule étape de centrifugation
- Intégrité testée à 100 %



Seuil de coupure KD	Amicon Ultra 4 ml						Amicon Ultra 15 ml					
	Réf. (par 8)	€ les 8	Réf. (par 24)	€ les 24	Réf. (par 96)	€ les 96	Réf. (par 8)	€ les 8	Réf. (par 24)	€ les 24	Réf. (par 96)	€ les 96
3	051775	NC -	051776	NC -	051777	NC -	051783	NC -	051784	NC -	051785	NC -
10	044020	NC -	044021	NC -	044022	NC -	044029	NC -	044030	NC -	044031	NC -
30	044023	NC -	044024	NC -	044025	NC -	044032	NC -	044033	NC -	044034	NC -

Unités d'ultrafiltration Amicon™ Pro



- Applications : purification par affinité, marquage d'anticorps, diafiltration, échange de tampon et sample clean-up
- Fonctionnent avec une large gamme de résines
- Disponibles en différents formats, avec ou sans résine
- Dispositif «tout-en-un» : toutes les étapes combinées en un seul système
- Simples à utiliser : un seul réservoir de récupération de l'éluat par centrifugation inverse
- Préserve l'intégrité de l'échantillon
- Moins de contaminations
- Conserve l'activité des protéines

Volumes recommandés	Min	Max
Lysat/Echantillon	250 µl	10 ml
Résine d'agarose	50 µl	200 µl
Volume d'éluat	20 µl	200 µl

Amicon™ Pro avec un tube de résine d'agarose avec différents supports

- Protéine A ou G
- Ni-NTA pour les protéines taggées histidine
- GST pour les protéines taggées GST
- La quantité de résine correspond à celle nécessaire pour 12 expériences avec un volume de billes de 200 µl en moyenne

Seuil de coupure KDa	Amicon™ Pro et kit de réactifs GST		Amicon™ Pro et kit de réactifs Ni-NTA	
	Réf.	€ les 12	Réf.	€ les 12
3	057740	NC -	-	-
10	057744	NC -	-	-
30	-	-	057749	NC -

Amicon™ Pro

- Vendues en trial pack (conditionnement par 2 spécialement dédié aux tests), par 12 ou par 24

Seuil de coupure KDa	Réf. Trial pack	€ le Trial pack	Réf. (par 12)	€ les 12	Réf. (par 24)	€ les 24
3	057763	NC -	057764	NC -	057765	NC -
10	057766	NC -	057767	NC -	057768	NC -
30	-	-	-	-	057771	NC -
50	057772	NC -	057773	NC -	057774	NC -
100	-	-	057776	NC -	057777	NC -

