

Tampon absorbant au charbon actif pour colorants fluorescents



- Tampon absorbant au charbon actif pour l'élimination rapide des colorants fluorescents tels que le bromure d'éthidium, le GelGreen et le GelRed, ainsi que le Sybr Safe
- Capacité maximale d'absorption : 10 mg de bromure d'éthidium
- Absorption des colorants en seulement 4 h sous agitation constante

Réf.	Désignation	€ les 25
461151	Tampon absorbant pour colorants fluorescents	NC -

Agarose

Agarose en poudre de grade biologie moléculaire



- Agarose ultra-pure à faible bruit de fond
- Facile à dissoudre
- Utilisable à faible concentration (0,75 - 2 %)
- Idéal pour la séparation de fragments de 250 pb à 25 kb
- Force du gel : < 1000 g/cm (1 %), > 2000 g/cm (1,5 %)
- Clarté : < 4 NTU

Réf.	Désignation	€
523277	Agarose 100 g	NC -
523278	Agarose 500 g	NC -

Agarose basique



- S'utilise pour la séparation de fragments d'ADN et d'ARN à des concentrations allant de 0,8 à 2 %

Réf.	Désignation	€
348376	Agarose 500 g	NC -

Pastilles d'agarose



- Agarose de faible électroendosmose (EEO) pour séparations rapides d'ADN ou ARN
- Utilisables pour des gels de 0,75 % à 2 % et des séparations de fragments de 250 pb à 23 kb
- Dissolution initiale de la pastille de 2 min à température ambiante
- Procure gains de temps et reproductibilité pour la réalisation des gels

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
523275B	Pastille d'agarose	100	NC -

Pastilles d'agarose avec ou sans tampon TAE/TBE et Midori Green Advance



- Pastille suffisante pour 50 ml de gel d'agarose 1 %, avec ou sans tampon TAE/TBE, précoloré au Midori Green Advance
- Pastille à dissoudre dans l'eau ultra-pure avant chauffage par micro-ondes
- Solution tout-en-un, gain de temps et de reproductibilité lors de la préparation des gels
- Le Midori Green Advance est une alternative non carcinogène au bromure d'éthidium pour le marquage d'acides nucléiques
- Stockage à température ambiante

Réf.	Désignation	€
523393B	100 pastilles d'agarose, TBE et Midori Green Advance	NC -
523406	75 pastilles d'agarose, TAE et Midori Green Advance	NC -
523407	100 pastilles d'agarose et Midori Green Advance	NC -