



Classeur de rangement en plastique pour 20 lames



- Capacité 20 lames 26 x 76 mm
- Plateau numéroté et double rabat en plastique transparent permettant une visualisation et une identification des lames sans ouverture
- Choix de 5 coloris
- Conception facilitant la prise en main des lames
- L x h x ép. : 192 x 292 x 11 mm

Couleur	Bleu	Vert	Gris	Jaune	Blanc	Pana-chés	€ HT les 10
Réf.	039740	039741	039742	039744	039904	039745	NC -

Plateau porte-lames



- En PVC blanc, facilite la visualisation des coupes
- Pour lames standard de 76 x 26 mm, lames histologie, anatomie-pathologie

Référence	Capacité	Dimensions (mm)	Conditionnement	€ HT
391055	20	190 x 340 x 8	Les 10	NC -
391056	40	190 x 660 x 8	Les 5	NC -

Pinces de maintien

- Coloris assortis, idéal pour l'identification
- Maintiennent les pochettes pour lame fermées
- Marquage possible avec marqueur permanent ou étiquette



Référence	Coloris	Dimensions L x l x H (cm)	Unités/carton	€ HT/carton
320652	Assortis (transparent, gris, bleu, vert, rouge)	5,6 x 4,4 x 1,6	100	NC -
320653	Transparent	5,6 x 4,4 x 1,6	100	NC -

Rack pour plateaux de lames à 20 places



- En ABS
- Pour 5 plateaux en carton pour 20 lames, de dimensions 208 x 341 x 9 mm (voir produit ci-dessous)
- Pinces de maintien et d'identification en couleur
- Coloris bleu

Référence	L x p x h (mm)	€ HT
037499	226 x 340 x 125	NC -

Plateau carton pour 20 ou 30 lames



- Pour lames standard 75 x 25 mm
- Fond blanc à reliure de couleur (noir, bleu, vert, rouge ou jaune)

Référence	Nombre de lames	Couleur	L x p x h (mm)	€ HT
037515	20	Noir	208 x 341 x 9	NC -
037995	20	Bleu	208 x 341 x 9	NC -
037996	20	Vert	208 x 341 x 9	NC -
320149	20	Rouge	208 x 341 x 9	NC -
320150	20	Jaune	208 x 341 x 9	NC -
037498	30	Noir	281 x 328 x 10	NC -

Plateau en carton pour lames de microscopie



- En carton épais, couvercle rabattable en carton
- Pour le rangement ou l'envoi de lames de microscopie 76 x 26 mm
- Pour 1 à 20 lames

Référence	Pour	€ HT
065200	1 lame	NC -
065201	2 lames	NC -
065202	3 lames	NC -
065203	5 lames	NC -
049803	6 lames	NC -
065204	10 lames	NC -
065205	20 lames	NC -
049801	20 lames (plateau sans couverture rabattable)	NC -