

Plaques PCR Framestar 96 et 384 puits



- Plaques PCR de type "Hardshell" à deux composants de plastique : polycarbonate rigide pour le cadre et la jupe, puits en polypropylène qualité médicale, paroi fine
- Marquage alphanumérique pour une meilleure visibilité
- Standard SBS avant et après PCR
- Recommandées pour PCR à faible volume
- Utilisation fiable avec robots et empileurs
- Paroi fine, pas de déformation, meilleure adhérence des films adhésifs, optimisées pour le thermosoudage
- Evaporation diminuée, économie de réactifs
- Intégrité des puits garantie
- Production en salle blanche
- En option code-barre et couleur
- Compatibilité des plaques avec les robots ou appareils PCR et certificat de lot de production sur demande

Indéformables !

Comparaison Low Profile (à gauche) / standard (à droite)



Applications		Idéale pour des applications robotiques.	Compatible avec la majorité des thermocycleurs.	Recommandée pour PCR faible volume.	Plaque universelle compatible ABI	Adaptée pour thermocycleurs et séquenceurs ABI.	Idéale pour les applications robotiques et la PCR faible volume.
Coloris du cadre /puits	Unités/ carton	Plaque 384 puits	Plaque 96 puits, sans jupe, standard	Plaque 96 puits, sans jupe, low profile	Plaque 96 puits, demi jupe	Plaque 96 puits, demi jupe, ABI	Plaque 96 puits, avec jupe
Compatibilité		9	1	2	5	4	8
Violet/Naturel		044706	044712	044729	-	044713	044700
€/carton	50	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -
Bleu/Naturel		044707	044723	044730	-	044753	044701
€/carton	50	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -
Naturel/Naturel		044751	044724	044731	044783	044754	044764
€/carton	50	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Vert/Naturel		044708	044725	-	-	044755	044702
€/carton	50	NC -	NC -	-	-	NC -	NC -
Rouge/Naturel		044709	044726	-	-	044756	044703
€/carton	50	NC -	NC -	-	-	NC -	NC -
Noir/Naturel		044710	-	-	-	044757	044704
€/carton	50	NC -	-	-	-	NC -	NC -
Noir/Blanc		044711	044728	044763	044786	-	044705
€/carton	50	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -
Noir/Noir		044715	-	-	-	-	-
€/carton	50	NC -	-	-	-	-	-
Naturel/givré		045681	-	-	045682	-	-
€/carton	50	NC -	-	-	NC -	-	-
Gris/naturel		-	-	-	-	-	045685*
€/carton	50	-	-	-	-	-	NC -

* A jupe rigide, pour utilisation avec robots PerkinElmer® Sciclone

Plaques PCR 96 puits sécables FrameStar Break-A-Way™



Combinez les avantages d'un tube PCR avec la facilité de manipulation d'une plaque rigide.

- Plaques sécables manuellement, à toutes les températures, jusqu'en barrettes de 8 : flexibilité d'utilisation maximale !
- 96 puits à bords relevés
- Marquage alphanumérique
- Réf. 044846 avec puits blancs pour qPCR
- Volume des puits : 250 µl (vol. utile)
- Autoclavables
- Compatibles avec la plupart des thermocycleurs



Coloris du cadre /puits	Plaque 96 puits, Break-A-Way™	Plaque 96 puits, Break-A-Way™ - low profile	Unités/ carton	€/ carton
Compatibilité	5	Voir sur Dutscher.com		
Violet/Naturel	044840	-	50	NC -
Bleu/Naturel	044841	-	50	NC -
Naturel/Naturel	044845	044996	50	NC -
Vert/Naturel	044842	044999	50	NC -
Rouge/Naturel	044843	-	50	NC -
Noir/Naturel	044844	044875	50	NC -
Noir/Blanc	044846	-	50	NC -

+ d'info
Dutscher.com