

## Plaques PCR 96 puits SuperPlate Thermo Scientific

- 4 fois plus rigide qu'une plaque PCR standard
- Elimine les déformations et les problèmes de manipulations robotiques post-PCR
- Marquage alphanumérique noir pour faciliter le pipetage
- Collerette autour de chaque puits pour faciliter le scellage
- Idéales en combinaison avec l'Absolute blue QPCR
- Disponible en blanc pour la qPCR
- Polypropylène vierge
- Paroi extrêmement fine


### Plaques PCR SuperPlate 96 puits 1/2 jupe pour ABI (série AB-2400)

Compatibles avec tous les appareils ABI (PCR, QPCR, séquenceurs). Série AB-2400 sans rebord pour utiliser des barrettes de bouchons.

Réf.	Compatibilité	Série	Marquage alphanumérique	Rebord	Coloris	Unités/carton	€/carton
017232	5	AB-2400	Oui	Non	Naturel	25	NC -
017233		AB-2400	Oui	Non	Blanc	25	NC -

### Plaques PCR SuperPlate 96 puits à jupe Low profile pour ABI (série AB-2800) - Low Profile, parfaitement robotisables.

Réf.	Compatibilité	Série	Marquage alphanumérique	Coloris	Unités/carton	€/carton
017219	8	AB-2800	Oui	Naturel	25	NC -
017220		AB-2800	Oui	Blanc	25	NC -



Les SuperPlates (AB-2400 et AB-2800) sont également disponibles en bleu, vert, violet, rouge ou jaune sur demande.

## Table de compatibilité des plaques PCR SuperPlate

Appareil de QPCR	ABI PRISM® 7000, 7300, 7500, 7700	ABI PRISM® 7900HT	Mj Opticon™ / Opticon 2™	Mj Research Chromo 4™	Techne Quantica®	Eppendorf Mastercycler ep realplex	Bio-Rad iQ™
 ABI-2400	✓	✓		✓		✓	✓
 ABI-2800			✓	✓	✓	✓	

## Plaques PCR 384 puits

Plaque rigide en polypropylène vierge. Pour un meilleur scellé, utiliser de préférence des films thermosoudables (EasyPeel, Easy Pierce Strong, cf. thermosoudage, chapitre "Stockage - Screening").

### 2 modèles :

- + plaque à puits coniques volume 25 µl bouchés et 40 µl non bouchés ;
- + plaque à grand volume à puits coniques arrondis Mark II (série ABgene AB-0937) volume 40 µl bouchés et 55 µl non bouchés.

Grâce à son grand volume par puits, les applications post-PCR peuvent être effectuées directement dans cette plaque sans en changer.

Réf.	Désignation	Compatibilité	Unités/carton	€/carton
016026	Plaque PCR 384 puits coniques Thermo-Fast	9	50	NC -
016252	Puits coniques arrondis Mark II	Dutscher.com	100	NC -

### Accessoire

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
016110	Tapis souple (produit en salle blanche) pour plaque PCR 384 sans languette de fixation	5	NC -

