


Barrettes de 8 microtubes Fast PCR




- Microtubes 0,1 ml composés de polyéthylène (USP), pour PCR et qPCR
- Compatibles avec les protocoles de Fast PCR
- Transfert thermique supérieur ou plus rapide par comparaison aux tubes à paroi fine en polypropylène : augmentation du rendement de PCR (en protocole Fast PCR)
- Compatible avec la majorité des thermocycleurs avec bloc pour tubes 0,1 ml

Réf.	Désignation	Unité d'emb.	€
934222	Barrette de 8 microtubes Fast PCR sans capuchon	10 x 12	NC -
934223	Barrette de 8 microtubes Fast PCR avec barrette de 8 capuchons plats	10 x 12	NC -
934224	Barrette de 8 microtubes Fast PCR avec barrette de 8 capuchons à dôme	10 x 12	NC -

Barrettes de 8 ou 12 tubes PCR 0,2 ml avec bouchons en bande non attachée



- Production entièrement automatisée en salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1
- Bandes de 8 ou 12 bouchons bombés à commander séparément
- Assurent une parfaite étanchéité durant les cycles PCR
- Evitent les contaminations croisées
- En polypropylène



Barrette de microtubes PCR

	Naturel	Rose	Jaune	Vert	Bleu	Unités/ carton	€/carton	Assortis avec cap. dôme	Unités/ carton	€/carton
Barrette de 8	034175	034176	034177	034178	034179	125	NC -	016000G	125 x 5	NC -

Barrette de microtubes QPCR

	Blanc	Unités/ carton	€/carton
Barrette de 8	034180	125	NC -

Bande de bouchons plats et bombés

	Bouchons plats			Bouchons bombés						
	Naturel	Unités/ carton	€/carton	Naturel	Rose	Jaune	Vert	Bleu	Unités/ carton	€/carton
Bande de 8	034181	125	NC -	034182	034183	034184	034185	034186	125	NC -