



## Réservoirs à réactifs en polypropylène

- En polypropylène offrant une surface low binding afin d'éviter l'adhésion des réactifs aux bords des parois
- Adaptés pour des transferts répétitifs de réactifs ou une utilisation en robotique
- Fond pyramidal facilitant la récupération du réactif
- Réservoirs 8 et 12 canaux haut pour la distribution de réactifs variés
- Réservoirs 96 et 384 canaux adaptés aux faibles volumes
- Stockage possible à -80 °C
- Autoclavables

Réf.	Nombre de canaux	Caractéristiques	Unités/ carton	€/carton
978373	8	Multicavité, haut	25	NC -
978374	12	Multicavité, haut	25	NC -
978375	96	Une cavité, bas	25	NC -
978376	384	Une cavité, bas	25	NC -



## Réservoirs à réactifs à fond pyramidal - usage unique




Réservoirs de formats variés, spécialement adaptés aux usages robotiques, mais également utilisables pour les besoins courants au laboratoire.



- En polypropylène
- Faible volume mort
- Compatibles avec la plupart des robots
- Fond de forme pyramidale pour une excellente récupération de l'échantillon

Réf.	Type	Caractéristiques	Vol. tot (ml)	Vol/puits ou /canal	Unités/ carton	€/carton
058004	96 puits	Réservoir bas	86	64 µl	25	NC -
058001	96 puits	Réservoir haut	300*	64 µl	25	NC -
058007	384 puits	Réservoir bas	92	7 µl	25	NC -
058006	384 puits	Réservoir haut	282	7 µl	25	NC -
058015	384 puits	Réservoir bas	49,3	-	25	NC -
058025	384 puits	Mi-hauteur	155	-	25	NC -
058024	4 canaux	Réservoir bas	300	-	25	NC -
058012	6 canaux	Réservoir haut	282	47 ml	25	NC -
058010	8 canaux	Réservoir bas	85	10,6 ml	25	NC -
058003	8 canaux	Réservoir haut	290	825 µl	25	NC -
058005	8 canaux	Réservoir haut	256	32 ml	25	NC -
058009	12 canaux	Réservoir bas	84	7 ml	25	NC -
058000	12 canaux	Réservoir haut	290	540 µl	25	NC -
058002	12 canaux	Réservoir haut	250	21 ml	25	NC -
058017	16 canaux	Réservoir bas	78	4,9 ml	25	NC -
058011	24 canaux	Réservoir bas	78	3,5 ml	25	NC -
058018	24 canaux	Réservoir bas	84	3,5 ml	25	NC -
058008	Sans puits ni canaux - bas		90	-	25	NC -

\* Volume de travail : 240 ml



## Autres réservoirs

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
058019	Réservoir 384 puits mi-hauteur	25	NC -
058020	Réservoir 96 puits stérile	25	NC -
058027	Réservoir à plateau jetable	25	NC -