



### Ensemenceurs Biosigma

- En polypropylène bleu ou blanc et souple, stériles à usage unique
- Un côté aiguille, l'autre côté avec loop de 1 ou 10 µl
- En sachet à ouverture rapide (peel pack) de 1, 5, 10 ou 20 unités

Unité d'emballage	1	5	10	10	20	20
Unités/carton	2100	4000	2000	12000	2000	10000
Inoculateur 1 µl, coloris blanc	390533	390534	390532A	390532	390531A	390531
Inoculateur 10 µl, coloris bleu	390529	390530	390528A	390528	390527A	390527
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



### Anses à inoculer et ensemeurs greiner



- Oses au design facilitant la prise en main
- En polystyrène, stériles
- Permettent l'ensemencement des micro-organismes sans altérer la gélose
- Les ensemeurs sont parfaits pour le prélèvement de colonies
- Longueur : 200 mm

Unité/sachet	1	10	50
Unité/carton	600	3000	2000
Inoculateur 1 µl	731161	731165	731101
Inoculateur 10 µl	731171	731175	731170
Ensemeurs	731181	731185	731180
€/carton	NC -	NC -	NC -

### Inoculateurs calibrés




- En polystyrène
- Très flexible
- Stérile par radiation
- Ø 1 µl : 1,42 ± 0,05 mm
- Ø 10 µl : 3,98 ± 0,05 mm
- 2 pointes : l'une en anneau et l'autre en pointe fine



Réf.	Volume (µl)	Coloris	Sachet	Unités/carton	€/carton
919708	1	Vert	Flow pack individuel	1200	NC -
919709	1	Vert	10 (Flow pélable)	2800	NC -
919710	1	Vert	20 (Flow pélable)	5000	NC -
349050	10	Bleu	Flow pack individuel	1200	NC -
919711	10	Bleu	10 (Flow pélable)	2800	NC -
919712	10	Bleu	20 (Flow pélable)	5000	NC -

### Inoculateurs et vaccinostyles en sachet soudé ou sachet refermable

- Stériles
- Version 1 µl ou 10 µl
- Avec code couleur pour une identification facile
- Surface de l'anse extrêmement lisse
- Deux modèles, souple ou rigide
- Emballage en sachet soudé ou en sachet refermable
- Le sachet refermable se place sur un support spécial qui permet de retirer facilement les inoculateurs



Type	Inoculateur 1 µl						Inoculateur 10 µl							
	Souple			Rigide			Souple			Rigide				
Coloris	Vert clair			Vert foncé			Bleu clair			Bleu foncé				
Type de sachet	Soudé		Refermable	Soudé		Refermable	Soudé		Refermable	Soudé		Refermable		
Unités/sachet	10	10	20	40	10	20	40	10	10	20	40	10	20	40
Unités/carton	100	2000	4000	4000	2000	4000	4000	100	2000	4000	4000	2000	2000	4000
Réf.	042861	042828	042829	042837	042825	042826	042836	042862	042830	042832	042838	042827	042831	042835
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

### Accessoires

Réf.	Désignation	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton
042833	Aiguille d'inoculation en sachet soudé	20	2000	NC -
042834	Aiguille d'inoculation en sachet refermable	40	4000	NC -
042839	Support pour sachet refermable	-	1	NC -

### Anses à inoculer bleues et oranges

- En polystyrène
- Surface douce de l'anse évitant d'abimer la gélose
- Stériles, en sachet zip de 25 unités

Réf.	Volume (µl)	Coloris	Unités / sachet	Unités / carton	€/carton
010174	1	Bleu	25	1000	NC -
010175	10	Orange	25	1000	NC -

