Cassettes d'inclusion Histosette 1, 2 & Unisette









Histosette 1

- En polymère d'acétal
- Le secteur antérieur d'écriture est incliné de 45 °
- Couvercle attaché au fond de la boite
- Les fentes d'écoulement maximisent la circulation, l'échange liquide et assurent un drainage efficace
- Les modèles pour biopsie présentent des ouvertures carrées de 1 mm de côté

Histosette 2

- En polymère d'acétal
- Modèles M 492 et M 493 : à couvercle à fermeture de sécurité, monté sur la cassette
- Modèles M 486 et M 485 : couvercles et cassettes livrés séparément (vendus par 1000, deux boites distributrices de 500 cassettes et une boite distributrice de 1000 couvercles)


Unisette

- En polymère d'acétal
- Le couvercle se décroche facilement et ses charnières le tiennent en place de façon sécurisée
- Le secteur antérieur d'écriture a un angle de 45 °
- La languette de soulèvement du couvercle se situe de côté et non plus de manière centrée
- Disponibles dans 11 couleurs non cytotoxiques, non métalliques et 3 couleurs fluorescentes

Coloris	Histosette 1 Standard M498	Histosette 1 Biopsie M499	Histosette 2 Standard M492	Histosette 2 Biopsie M493	Histosette 2 Standard M485	Histosette 2 Biopsie M486	Unisette Standard	Unisette Biopsie
Blanc	040503	040517	039751	039762	039773	039784	040537	040551
Rose	040504	040518	039752	039763	039774	039785	040538	040552
√ert	040505	040519	039753	039764	039775	039786	040539	040553
aune	040506	040520	039754	039765	039776	039787	040540	040554
Bleu	040507	040521	039755	039766	039777	039788	040541	040555
	040508	040522	039756	039767	039778	039789	040542	040556
Beige	040509	040523	039757	039768	039779	039790	040543	040557
Gris	040510	040524	039758	039769	039780	039791	040544	040558
Mauve	040511	040525	039759	039770	039781	039792	040545	040559
Orange	040512	040526	039760	039771	039782	039793	040546	040560
Vert d'eau	040513	040527	039761	039772	039783	039794	040547	040561
Jnités/carton	500	500	500	500	1000	1000	500	500
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Cassettes d'inclusion sans couvercle





Cassettes pour échantillons de tissus lors des procédures de traitement, d'inclusion et de sectionnement.

- En polymère d'acétal (sauf 040277 en polypropylène)
- Surface inclinée permettant l'identification d'échantillons dans toutes les étapes d'inclusion

Coloris	Naturel	Blanc	Rose	Vert	Jaune	Bleu	€ les 500
Réf.	040277	040278	040279	040280	040281	040282	NC -
Coloris	Pêche	Beige	Gris	Mauve	Orange	Vert d'eau	€ les 500
Réf.	040283	040284	040285	040286	040287	040288	NC -

Accessoire

Couvercle en métal réutilisable.

Réf.	Désignation	Unités/ boîte	€/ boîte
040289	Couvercle en métal pour cassette	25	NC -