

## Cassette Macrosette



Ces cassettes en plastique jetables sont conçues pour être employées avec de plus grands spécimens de tissus.

- En polymère d'acétal
- 12 mm de hauteur

Réf.	Désignation	Unités/boîte	€/boîte
040663	Macrosette blanc	250	NC -

## Anneaux d'inclusion

Pour la préhension et l'identification des blocs de paraffine.

- En polystyrène
- Avec surfaces de marquage pour identification
- A utiliser avec les moules d'inclusion jetables (ajouter un peu de paraffine dans l'anneau afin de consolider l'ensemble)

Coloris	Blanc	Rose	Vert	Jaune	Bleu	€/les 250
Réf.	040272	040273	040274	040275	040276	NC -

## Capsules pour tissus



Capsules pour échantillons de tissus.

- Couvertres avec surface d'écriture dépolie pour l'identification des échantillons
- En polypropylène

Réf.	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Unités/boîte	€/boîte
040270	28	5	1000	NC -
040271	38	10	1000	NC -

## Cassettes d'inclusion Biosigma

- Avec ou sans couvercle
- En P.O.M. (polyoxyméthylène)
- Avec couvercle détachable
- Éponge d'histologie bleue, dim. 3 x 2,5 cm, disponible en accessoire

Modèle	Cassette d'inclusion	Cassette biopsie
Blanc	390561	390567
Jaune	390562	390568
Rose	390563	390569
Vert	390564	390570
Orange	390565	390571
Bleu clair	390566	390572
€ les 2000	NC -	NC -
Sans couvercle	390573	-
€ les 2000	NC -	-



## Accessoire

Réf.	Désignation	€
390574	Éponge d'histologie bleue 3 x 2,5 cm	NC -

## Tiroirs à cassettes d'histologie

- Tiroirs de rangement pour cassettes d'histologie
- Pour 400 cassettes
- En polystyrène résistant (HIP)
- Empilables
- Deux coloris

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
064113	Tiroirs vert marbré avec étiquettes	2	NC -
064114	Tiroirs bleu avec étiquettes	2	NC -

