

## Plateaux de refroidissement KoolPlate pour histologie

- Idéal pour la préparation et le maintien au frais des blocs de paraffine
- Capacité : 24 cassettes
- Base isolante en polystyrène
- Dimensions L x P x H : 279 x 140 x 25 mm
- Ne pas utiliser avec les solvants organiques tels que le toluène, le cylène et l'acétone

**NOUVEAU**



Réf.	Désignation	€
930772	Système KoolPlate avec 6 plateaux de refroidissement et une base isolante	NC -


## Bain histologique

Bain histologique pour inclusion en paraffine "Termofin".

- Stabilité  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Pour températures réglables de  $40^\circ\text{C}$  jusqu'à  $80^\circ\text{C}$
- Recouvert de Teflon
- Cuve intérieure, partie supérieure et couvercle recouverts de PTFE de couleur noire mate indélébile
- Avec orifice pour thermomètre lecteur de la température
- Panneau de commande : interrupteur général, thermostat régulateur de la température, synchronisé avec une lampe de signalisation
- Applications : pour fusion et conservation de paraffine à l'état liquide qui permet la visualisation des coupes de tissus

Capacité	4 litres
ø x hauteur utile	250 x 100 mm
ø x hauteur extérieure	340 x 140 mm
Consommation	430 W
Poids	2,3 kg

Réf.	Désignation	€
068649	Bain histologique pour inclusion en paraffine	NC -



## Tiroirs de rangement

- En polystyrène
- Pour l'archivage de 165 moules d'inclusion ou 250 cassettes par tiroir
- Résistants aux chocs
- Etiquettes d'identification incluses
- Disponibles en packs avec cassettes ou moules d'inclusion

Réf.	Désignation	€
040669	6 tiroirs de rangement seuls	NC -



## Paraffine Paraplast-Plus

Pour l'inclusion des échantillons.

- Livrée sous forme de paillettes
- Température de fusion :  $56^\circ\text{C}$
- Sac de 1 kg



Retrouvez nos colorants et décolorants pages 706 et 707

Réf.	Désignation	€
140320	Paraplast Plus 1 kg	NC -

## Distributeur de paraffine

- Enceinte extérieure métallique recouverte epoxy
- Cuve intérieure et couvercle en aluminium recouvert de PTFE de couleur noire indélébile
- Robinet d'écoulement avec chauffage incorporé

Capacité (l)	4
ø x h utile (cm)	20 x 15
ø x h extérieur (cm)	28 x 30
Consommation (W)	400
Poids (kg)	5
Réf.	068646
€	NC -



Pour températures réglables de l'ambiante +  $5^\circ\text{C}$  jusqu'à  $100^\circ\text{C}$ . Stabilité  $\pm 1,5^\circ\text{C}$ . Panneau de commande :  
 + interrupteur général, avec indicateur lumineux ;  
 + lampe de signalisation du fonctionnement du chauffage ;  
 + thermostat régulateur de la température ;  
 + régulateur de la température du robinet d'écoulement.