


Pipettes de transfert

Sélectionnez votre pipette de transfert en fonction du volume du bulbe souhaité.

	STANDARD			EXTRA LONGUE		POINTE FINE		
Volume du bulbe (ml)	1,9	3,2	4,6	2,3	7,3	1	3,3	3,3
Longueur (mm)	154	156	157	225	300	104	147	153
Goutte par ml	23	20	20	25	20	50	55	50
Volume bulbe + tige (ml)	5	7,7	8	6	23	1,5	5,8	5
Graduation (ml)	-	-	-	-	-	-	-	-



Non stérile	043336	043202	043204	043262	043263	043231	043232	043233
Boîte de	500	500	400	400	100	400	500	250
€/boîte	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Stérile/1	043336S	043202S	043204S	043262S	043263S	043231S	043232S	043233S
Boîte de	500	500	400	400	100	400	400	400
€/boîte	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Stérile/10	043336M	043202M	043204M	043262M	043263M	043231M	043232M	043233M
Boîte de	500	500	400	400	100	400	500	500
€/boîte	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -