

Lampe - loupe de bureau à poser ou serrer

- Grossissements : 2,25 x et 4 x
- Lentille Ø 90 mm et double foyer Ø 20 mm
- Eclairage : 2200 lux
- Intensité lumineuse : 550 lumens
- Lampe à poser, ou fixation verticale ou horizontale par étau
- Mise sous tension ou hors tension tactile
- Bras articulé de 25 cm
- Alimentation : 6 W (adaptateur 230 VAC - 12 VDC incl.)



Réf.	Désignation	€
098497	Lampe - Loupe bureau à poser / à serrer	NC -

Compteurs de cellules



- Modèle à 5 ou 8 touches, bouton de mise à zéro
- Idéal pour les comptages leucocytaires
- Comportent un cadran de totalisation, incrément : 1 à 999 par canal

Réf.	Nombre de touches	Dont une touche totalisation	€
068497	5	Oui	NC -
068498	8	Oui	NC -

Compteurs manuels

- Compteur manuel à touches, boîtier métal chromé
- 4 chiffres avec remise à zéro générale
- Ajoute une unité à chaque pression

Réf.	Type	Nombre de compteurs	€
045320	A main avec anneau	1	NC -
045321	Sur socle	1	NC -
053205B	Sur socle	2	NC -
053206B	Sur socle	3	NC -
053207B	Sur socle	4	NC -
053208B	Sur socle	5	NC -
098468	Sur socle	10	NC -



045320

MICROBIO :
ANALYSES ET
MESURES

Compteur manuel Score 506

- Modèle à 5 touches + totalisateur
- Lecture directe de 5 compteurs + totalisateur
- Blocage et signal sonore à 100 comptages
- Augmentation possible en cours de comptage
- Touche de correction des dernières touches frappées
- Touche de résultat du nombre d'éléments en pourcentage
- Ecran LCD

Dimensions L x p x h (mm)	255 x 135 x 40
Dimensions de l'écran LCD (mm)	150 x 17
Poids net / brut (kg)	0,8 / 2,1
Alimentation	230 V - 50/60 Hz
Réf.	195501
€	NC -



Compteur Score 724

- 24 touches paramétrables par l'utilisateur
- 6 touches configurables en compteur d'événements non comptés dans la formule
- Blocage et signal sonore au nombre programmé
- Résultat du nombre d'éléments en pourcentage
- Mémorisation des dossiers par numéros
- Correction des dernières touches frappées
- Augmentation possible en cours de comptage
- Ecran LCD
- Livré avec une clé USB

Dimensions L x p x h (mm)	200 x 250 x 40
Dimensions de l'écran LCD (mm)	120 x 70
Poids net / brut (kg)	1,03 / 2
Alimentation	230 V - 50/60 Hz
Réf.	195502
€	NC -

