


## Microplaques polypropylène 96, 384 ou 1536 puits Greiner Bio-One

- Plaques rigides en polypropylène, norme SBS
- Destinées au stockage d'échantillons
- Scellables à froid, à chaud ou avec des tapis
- Résistant à des températures de -196 °C à +121 °C
- Centrifugeables jusqu' à 4800 g
- Option « code barre à façon » possible sur demande : nous consulter
- Choix de plaques colorées en jaune, bleu, vert ou rouge (teinte légère dans la masse) sur demande



### Plaques 96 puits

Réf.	Fond	Coloris	Stérile	Volume puits (µl)	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton
650201	Rond	Naturel	Non	300	10	100	NC -
650292*	Rond	Naturel	Non	300	-	32	NC -
650261	Rond	Naturel	Oui	300	10	100	NC -
650209	Rond	Noir	Non	300	10	100	NC -
650207	Rond	Blanc	Non	300	10	100	NC -
655201	Plat	Naturel	Non	370	10	100	NC -
655261	Plat	Naturel	Oui	370	10	100	NC -
655209	Plat	Noir	Non	370	10	100	NC -
651201	V	Naturel	Non	335	10	100	NC -
651261	V	Naturel	Oui	335	10	100	NC -
651209	V	Noir	Non	335	10	100	NC -


\* Avec couvercle

### Couvercles souples CapMats pour plaques 96 puits ronds

Réf.	Désignation	Stérile	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton
381070*	Couvercle souple	Non	10	50	NC -
381061*	Couvercle souple	Oui	1	50	NC -

\* Les tapis ne sont compatibles qu'avec les plaques à puits rond.

### Plaques 1536 puits (version stérile également disponible)



Réf.	Fond	Coloris	Stérile	Volume puits (µl)	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton
782270	Fond V	Naturel	Non	3-15	15	60	NC -

### Plaques 384 puits

Réf.	Fond	Coloris	Stérile	Vol. de travail (µl)	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton
781201	Plat	Naturel	Non	15-145	10	100	NC -
781201-906**	Plat	Naturel	Non	15-145	10	100	NC -
781261	Plat	Naturel	Oui	15-145	10	100	NC -
781209	Plat	Noir	Non	15-145	10	100	NC -
781207	Plat	Blanc	Non	15-145	10	100	NC -
781280	V	Naturel	Non	13-120	10	100	NC -
781281	V	Naturel	Oui	13-120	10	100	NC -
781270*	V	Naturel	Non	20-225	6	60	NC -
781271*	V	Naturel	Oui	20-225	6	60	NC -

\* Deepwell \*\* Pour manipulation acoustique.

### Plaques 384 puits faible volume

Réf.	Fond	Coloris	Stérile	Volume puits (µl)	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton
784201	V	Naturel	Non	10-90	10	100	NC -
784261	V	Naturel	Oui	10-90	10	100	NC -
784209	Plat	Noir	Non	10-90	10	100	NC -