


Blocs de stockage 96 puits Nunc



055376



055378



056514

Plaques en polypropylène ou polystyrène destinées au stockage d'échantillons et adaptées à la plupart des systèmes robotisés.

- Index alphanumérique
- Se ferment par un adhésif ou un tapis souple
- Puits cylindriques à fond rond
- Possibilité d'apposer un code-barres

Blocs en polypropylène

Réf.	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	€/ carton
055376	Bloc de stockage PP 1 ml	5	50	NC -
055377	Bloc de stockage PP 1 ml stérile	5	50	NC -
055378	Bloc de stockage PP 2 ml	5	60	NC -
055379	Bloc de stockage PP 2 ml stérile	1	60	NC -

Blocs en polystyrène

Réf.	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	€/ carton
056514	Bloc de stockage PS 1 ml, non stérile	4	32	NC -
056515	Bloc de stockage PS 1 ml, stérile	4	32	NC -

Tapis de bouchons pour blocs en polystyrène

Réf.	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	€/ carton
056056	Tapis bouchon stérile pour Deepwell PS	1	25	NC -

Couvercles et couvercles souples Nunc

Couvercles

Trois modèles :

- + Couvercle universel, sans pan coupé pour toutes plaques ;
- + Couvercle "ultra low profil" de très faible hauteur ;
- + Couvercle LowBot, spécifiquement conçus pour la manipulation en robotique, profil très plat, avec jupe courte pour permettre le marquage sur la plaque d'un code-barres sans enlever le couvercle.

Réf.	Modèle	Stérile	Compatibilité	Unité d'emb.	Unités / carton	€/ carton
056118	Universel	Oui	Toutes plaques	20	60	NC -
056119	Universel	Non	Toutes plaques	20	60	NC -
056121	Universel	Non	Toutes plaques	20	180	NC -
055144	Anneaux de condensation et pans coupés	Oui	Plaques 96 puits PS, deepwell PP	1	50	NC -
055143	Anneaux de condensation et pans coupés	Non	Plaques 96 puits PS, deepwell PP	5	100	NC -

Couvercles souples

- Utilisables jusqu'à -80 °C pour les élastomères thermoplastiques
- Utilisables jusqu'à -20 °C pour les modèles en silicone
- Résistent au DMSO, à l'éthanol et au méthanol
- Perçables à répétition

Réf.	Modèle	Stérile	Matériau	Coloris	Perçable	Compatibilité	Unité d'emb.	Unités / carton	€/ carton
054316	Tapis à 96 plots	Oui	Elastomère thermoplastique	Naturel	Oui	Plaque 96 puits multiwell et deepwell PP 055375, 056175 et 055378	1	50	NC -
054317	Tapis à 96 plots	Non	Elastomère thermoplastique	Naturel	Oui	Idem	5	50	NC -
054319	Tapis à 96 plots	Non	Elastomère thermoplastique	Bleu	Oui	Idem	5	50	NC -
056125	Tapis à 96 plots pré-découpés	Non	Silicone	Naturel	Oui	Idem	10	50	NC -