

## Plaques Deepwell Simport



930958



930557



930959

- Conforme SBS/ANSI
- Grande stabilité chimique
- Centrifugeables à 4000 g



| Réf.     | Nbr de puits | Volume   | Couleur | Forme du puit | Fond du puit        | Dimensions L x l x h (mm) | Unités d'emb.       | Unités/carton | €/carton |      |
|----------|--------------|----------|---------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------|------|
| 930959*  | 96           | 600 µl   | Naturel | Rond          | Conique             | 127,8 x 85,5 x 41,6       | 4                   | 24            | NC -     |      |
| 040867   | 96           | 600 µl   | Naturel |               | Conique             | 127,8 x 85,5 x 41,6       | 4                   | 24            | NC -     |      |
| 930971   | 96           | 1 ml     | Naturel |               | Rond                | 127,8 x 85,5 x 33         | 10                  | 50            | NC -     |      |
| 930554   | 96           | 1,2 ml   | Naturel |               | Rond                | 127,8 x 85,5 x 41,6       | 4                   | 24            | NC -     |      |
| 930555   | 96           | 1,2 ml   | Bleu    |               | Rond                | 127,8 x 85,5 x 41,6       | 4                   | 24            | NC -     |      |
| 930557   | 96           | 1,2 ml   | Rose    |               | Rond                | 127,8 x 85,5 x 41,6       | 4                   | 24            | NC -     |      |
| 930558   | 96           | 1,2 ml   | Jaune   |               | Rond                | 127,8 x 85,5 x 41,6       | 4                   | 24            | NC -     |      |
| 930978   | 96           | 1,2 ml   | Naturel |               | Rond                | 127,8 x 85,5 x 41,6       | 4                   | 24            | NC -     |      |
| 930984   | 96           | 2 ml     | Naturel |               | Rond                | 127,8 x 85,5 x 44,3       | 10                  | 50            | NC -     |      |
| 930958   | 48           | 3,5 ml   | Naturel |               | Rond                | 127,8 x 85,5 x 43,6       | 10                  | 50            | NC -     |      |
| 040813   | 384          | 2,400 ul | Naturel |               | Carré               | Conique                   | 127,8 x 85,5 x 41,6 | 4             | 24       | NC - |
| 040806   | 96           | 2,1 ml   | Naturel |               |                     | Rond                      | 127,8 x 85,5 x 41,6 | 4             | 24       | NC - |
| 930547   | 96           | 2,1 ml   | Bleu    | Rond          |                     | 127,8 x 85,5 x 41,6       | 4                   | 24            | NC -     |      |
| 930548   | 96           | 2,1 ml   | Vert    | Rond          |                     | 127,8 x 85,5 x 41,6       | 4                   | 24            | NC -     |      |
| 930549   | 96           | 2,1 ml   | Rose    | Rond          |                     | 127,8 x 85,5 x 41,6       | 4                   | 24            | NC -     |      |
| 930550   | 96           | 2,1 ml   | Jaune   | Rond          |                     | 127,8 x 85,5 x 41,6       | 4                   | 24            | NC -     |      |
| 930957** | 96           | 2,1 ml   | Naturel | Rond          |                     | 127,8 x 85,5 x 41,6       | 4                   | 24            | NC -     |      |
| 930964   | 24           | 10 ml    | Naturel | Conique       |                     | 127,8 x 85,5 x 44,3       | 10                  | 50            | NC -     |      |
| 930965   | 24           | 15 ml    | Naturel | Conique       |                     | 127,8 x 85,5 x 63,2       | 2                   | 50            | NC -     |      |
| 930966   | 48           | 4,6 ml   | Naturel | Conique       |                     | 127,8 x 85,5 x 44,2       | 24                  | 96            | NC -     |      |
| 930968   | 96           | 1 ml     | Naturel | Rond          |                     | 127,8 x 85,5 x 24,2       | 20                  | 100           | NC -     |      |
| 930969   | 96           | 1,6 ml   | Naturel | Conique       |                     | 127,8 x 85,5 x 31,6       | 10                  | 50            | NC -     |      |
| 930970   | 96           | 1,6 ml   | Naturel | Rond          | 127,8 x 85,5 x 31,6 | 10                        | 50                  | NC -          |          |      |
| 930972   | 96           | 2,2 ml   | Naturel | Rond          | 127,8 x 85,5 x 42,5 | 10                        | 50                  | NC -          |          |      |
| 930973   | 96           | 2,2 ml   | Naturel | Conique       | 127,8 x 85,5 x 44,2 | 10                        | 50                  | NC -          |          |      |
| 930974   | 96           | 2,2 ml   | Naturel | Rond          | 127,8 x 85,5 x 41,6 | 24                        | 96                  | NC -          |          |      |
| 930975   | 96           | 2,3 ml   | Naturel | Conique       | 127,8 x 85,5 x 41,7 | 10                        | 50                  | NC -          |          |      |
| 930976   | 384          | 240 µl   | Naturel | Conique       | 127,8 x 85,5 x 24,2 | 10                        | 50                  | NC -          |          |      |
| 930955   | 384          | 120 µl   | Naturel | Conique       | 127,8 x 85,5 x 41,6 | 6                         | 24                  | NC -          |          |      |
| 930956   | 384          | 120 µl   | Rose    | Conique       | 127,8 x 85,5 x 41,6 | 6                         | 24                  | NC -          |          |      |
| 930960   | 384          | 200 µl   | Naturel | Conique       | 127,8 x 85,5 x 41,6 | 6                         | 24                  | NC -          |          |      |
| 930961   | 384          | 200 µl   | Bleu    | Conique       | 127,8 x 85,5 x 41,6 | 6                         | 24                  | NC -          |          |      |
| 930962   | 384          | 200 µl   | Vert    | Conique       | 127,8 x 85,5 x 41,6 | 6                         | 24                  | NC -          |          |      |
| 930963   | 384          | 200 µl   | Rose    | Conique       | 127,8 x 85,5 x 41,6 | 6                         | 24                  | NC -          |          |      |

\* Puits amovibles, barrettes de 8 puits disponibles séparément Réf. 930644.

\*\* Stérile.

## Accessoires



930979



930552

Tapis résistant au DMSO ; température d'utilisation - 80 °C à + 80 °C.

| Réf.   | Désignation  | Unités/carton | €/carton |
|--------|--|---------------|----------|
| 930644 | Barrette de 8 tubes 600 µl pour Deepwell Réf. 930959                       | 600           | NC -     |
| 930551 | Tapis silicone pour plaque 96 puits ronds                                  | 24            | NC -     |
| 930552 | Tapis silicone pour plaque 96 puits carrés                                 | 24            | NC -     |
| 930977 | Tapis silicone pour plaque 96 puits carrés préfendus                       | 50            | NC -     |
| 930979 | Tapis silicone pour plaque 96 puits ronds préfendus Réf.s 930954 et 930971 | 50            | NC -     |
| 930980 | Tapis silicone pour plaque 96 puits ronds préfendus Réf. 930984            | 50            | NC -     |
| 930981 | Tapis silicone pour plaque 24 puits carrés Réf.s 930964 et 930965          | 50            | NC -     |
| 930982 | Tapis silicone pour plaque 48 puits carrés Réf. 930966                     | 50            | NC -     |
| 930983 | Tapis silicone pour plaque 384 puits carrés Réf. 930976                    | 50            | NC -     |