# **TUBES DE STOCKAGE BROOKS/ GREINER**

### Tubes small volume pour biobanques Cryo.s Greiner Bio-One













	Non stérile sans bouchon		Non stérile avec bouchon		Stérile avec bouchon		Non stérile crac avec bouchon	
Vol. (µl)	Réf.	€ les 10 x 96	Réf.	€ les 10 x 96	Réf.	€ les 10 x 96	Réf.	€ les 10 x 96
300	976570	NC -	976580	NC -	976561	NC -	131202	NC -
600	977570	NC -	977580	NC -	977561	NC -	132202	NC -
1000	978570	NC -	978580	NC -	978561	NC -	133202	NC -

#### Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
385270	Porte bouchon avec 96 bouchons à vis	10	NC -
852070	Boucheuse déboucheuse (à l'unité)	1	NC -



## **Cryotubes Cryo.s avec Datamatrix Greiner Bio-One**

- Triple codage: code Datamatrix, code-barres linéaire 128 et code lisible par l'homme
- Polymère ultra pure grade médical USP VI
- Bouchon à pas de vis interne ou externe
- Butées de rotation pour un débouchage automatisé
- Stérile (SAL10<sup>6</sup>)
- Conforme aux exigences IATA (transport d'échantillons de diagnostique par avion)

Réf.	Volume (ml)	Pas de vis	Joint silicone	Unités/ carton	€/ carton
123263-2DG	1	Interne	Avec	500	NC -
122263-2DG	2	Interne	Avec	500	NC -
126263-2DG	2	Externe	Sans	500	NC -
127263-2DG	4	Externe	Sans	300	NC -
127263-2DC	4	Externe	Sans	300	NC -

#### Datamatrix Cryo Rack

- En polypropylène
- Résistant à des température de 196 °C à + 30 °C
- Capacité de 48 tubes
- Format compatible pour automatisation ou format SBS ou microplaque
- Dimensions : 127,76 x 85,48 mm

Réf.	Désignation		Unités/ carton	€/ carton
803277	Portoir sans couvercle	30	20	NC -
803202	Portoir pour tubes 1 et 2 ml avec couvercle bas	52,5	20	NC -
803270	Portoir pour tube de 4 ml avec couvercle haut	88,5	15	NC -





NC -

greiner



- Autres couleurs de bouchon nous consulter.
- Voir les tubes pour Biobanques ci-dessus.

### Accessoire

Portoir pour 48 bouchons : stockage intermédiaire de bouchons à vis (après la décapsulation, pendant le remplissage des tubes)
Compatible avec le décapsuleur LabElite de Hamilton Storage Technologies

téf. Désignation Unités/ carton caron

803507	Portoir pour 48 bouchons à vis				
Déc	apeur individuel				



