


## Tubes de stockage CryoBank™ et Bank-It™ Nunc

Pour le stockage automatisé d'échantillons. Volume 0,5 ml ou 1 ml

- CryoBank™ pour les cellules et les protéines
- Bank-It™ pour l'ADN
- Stockage optimisé : format microplaque, rangement dans une cryoboîte
- 96 microtubes au format 8 par 12 sur microplaque, ou en vrac
- Les tubes se cliquent dans le rack : ouverture et fermeture facilitées
- Surface Low binding, pour une meilleure récupération des échantillons à faible concentration
- Bouchon à double click 100 % étanche
- Code-barres de type 2D, 14 x 14

	Code-barres 2D	Tube CryoBank 0,5 ml	Tube CryoBank 1 ml	Tube Bank-It 0,5 ml	Tube Bank-It 1 ml
Tubes sur rack	Non	<b>056282</b>	-	-	-
€ les 2 x 96		<b>190,30</b>	-	-	-
Tubes sur rack	Oui	<b>056289</b>	<b>056293</b>	<b>056291</b>	<b>056295</b>
€ les 10 x 96		<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>
Tubes SI en vrac	Non	<b>056297</b>	<b>056298</b>	-	-
€ les 10 x 96		<b>NC</b>	<b>NC</b>	-	-



### Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/boîte	€/boîte
<b>056364</b>	Etagère de congélation (h=74 cm) pour 19 boîtes de tubes 0,5 ml + 13 boîtes de tubes 1 ml	1	<b>NC</b>
<b>056365</b>	Bouchons seuls pour cryotubes Bank-It	960	<b>NC</b>
<b>056540</b>	Bouchons verts pour cryotubes Bank-It	960	<b>NC</b>
<b>056541</b>	Bouchons rouges pour cryotubes Bank-It	960	<b>NC</b>
<b>056542</b>	Bouchons bleus pour cryotubes Bank-It	960	<b>NC</b>
<b>056300</b>	Tournevis manuel	1	<b>NC</b>

## Cryotubes Cryobank 2 et 5 ml Nunc

- Tubes à capuchon vissant de 2 ou 5 ml sur rack stérile de 48 tubes ou en vrac, avec ou sans code 2D
- Format du rack au standard SBS
- Tubes autostables, autobloqués dans le rack
- Mêmes dimensions que les cryotubes classiques
- Translucides

Vol. tot. µl/puits	2 ml	5 ml	2 ml	5 ml
Code 2D	Avec	Avec	Sans	Sans
Sur rack	<b>056733</b>	<b>056732B</b>	<b>056735</b>	<b>056734</b>
Unités/carton	48 x 10	48 x 10	48 x 10	48 x 10
€/carton	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>
En vrac	<b>056775</b>	<b>056779</b>	<b>056777</b>	<b>056778</b>
Unités/carton	960	528	960	528
€/carton	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>
Sur rack verrouillable	<b>056797</b>	<b>056796</b>	-	-
Unités/carton	48 x 10	48 x 10	-	-
€/carton	<b>NC</b>	<b>NC</b>	-	-



Réf.	Désignation	€ les 10
<b>056792</b>	Rack pour tubes 2 ml Cryobank	<b>NC</b>
<b>056793</b>	Rack pour tubes 5 ml Cryobank	<b>NC</b>

## "Press out tool" Nunc



Outil de récupération des cryotubes Bank-It et CryoBank. Permet de sélectionner les tubes à prélever dans un rack complet.

### Utilisation :

- + placer les plots métalliques sur les emplacements sélectionnés sur l'outil ;
- + insérer le rack avec les tubes sur l'outil (l'orientation est contrôlée grâce au pan coupé du rack) ;
- + avec les deux poignées, appuyer sur le rack, les tubes sélectionnés s'extraient du rack. Remplacer le rack au froid. L'opération n'a duré que quelques secondes et les échantillons n'ont pas le temps de se décongeler.

Réf.	Désignation	€
<b>056330</b>	"Press out tool" Nunc	<b>NC</b>

## Tubes 2D de transfert 1,8 ml, 2 ml et 5 ml

- Tube en polypropylène, rack en polycarbonate
- USP classe VI
- Bouchon avec pas de vis externe en polypropylène avec joint en élastomère thermoplastique
- Version basse, hauteur total du tube de 49,79 mm
- Résistants à des températures de -180 °C à 121 °C
- Stériles, autoclavables
- Gradués, zone blanche de marquage



	Tubes 5 ml				Tubes 2 ml pas vis interne		Tubes 1,8 ml	
Type/ Marquage	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Unités/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton
Latch rack/2D	056851	24 x 10	NC -	48 x 10	056872	NC -	056843	NC -
Latch rack	056852	24 x 10	NC -	48 x 10	056873	NC -	446861	NC -
En vrac/2D	056853	240	NC -	480	056874	NC -	056844	NC -
En vrac	056854	240	NC -	480	056875	NC -	-	-
Rack vide	056855	10	NC -	10	056871	NC -	262181	NC -
Latch rack vide avec code-barres	-	-	-	10	-	-	056906	NC -
Latch rack avec code- barres	-	-	-	48 x 10	056872B	NC -	056843B	NC -