

Pipette de sérologie ClearLine®

- Graduons bidirectionnelles
- Graduons négatives
- Stérilisée aux rayons gamma 10⁻⁶
- CE / IVD
- Emballage individuel plastique / papier
- Code couleur : gris

Réf.	Volume (ml)	Stérile	Unité d'emb.	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
390916	100	Oui	1	25	50	NC -



Pipettes stériles de sérologie Greiner Bio-One

Pipettes en polystyrène de haute qualité et transparence. Idéales pour la culture cellulaire.

- Code couleur normalisé
- Pointe fine pour un pipetage précis et confortable sur les volumes 1 ml, 2 ml et 5 ml
- Pipettes 1 et 2 ml : cotonnées / autres pipettes : cotonnées avec filtre synthétique hydrophobe
- Emballage plastique - papier pelable ou plastique - plastique pelable
- Emballage par 25 ou individuel
- Stérilisées gamma


Vol. (ml)	Grad. (ml)	Surgrad.	Stériles emballage unitaire plastique - papier			Stériles emballage unitaire plastique - plastique			Stériles emballage multiple par 25		
			Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
1	1/100	0,2 ml	604181	1000	NC -	604160	1000	NC -	604107	1000	NC -
2	1/100	0,3 ml	710180	1000	NC -	710160	1000	NC -	710107	1000	NC -
5	1/10	2,5 ml	606180	200	NC -	606160	200	NC -	606107	500	NC -
10	1/10	3 ml	607180	200	NC -	607160	200	NC -	607107	500	NC -
25	2/10	10 ml	760180	200	NC -	760160	200	NC -	760107	200	NC -
50	1/2	10 ml	768180	100	NC -	768160	100	NC -	-	-	-



Pipettes courtes plastique Greiner Bio-One

- En polystyrène cristal
- Faciles à manipuler sous la hotte ou avec un Pipet-Aid
- Précision identique à une pipette standard
- Stériles, sous emballage individuel plastique
- Longueur : 221,5 mm

Réf.	Volume (ml)	Graduation	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton
606190	5 ml	1/10	1	200	NC -
607190	10 ml	2/10	1	200	NC -



Pipettes de sérologie en triple emballage pour les manipulations en GMP Greiner Bio-One

- Simplifie les manipulations stériles en salle blanche
- Evite les étapes de décontamination à l'alcool à 70° ou tout autre désinfectant dédié

Réf.	Volume (ml)	Stérile	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
604160TRI	1	Oui	10	100	NC -
710160TRI	2	Oui	10	100	NC -
606160TRI	5	Oui	10	100	NC -
607160TRI	10	Oui	10	100	NC -
760160TRI	25	Oui	10	100	NC -
768160TRI	50	Oui	10	100	NC -

