

Pipettes d'aspiration stériles



- En polystyrène
- Disponibles en 3 tailles
- Stériles, en vrac ou emballées individuellement

Volume (ml)	Stériles vrac			Stériles emb. individuel			
	Réf.	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
1	978351	100	400	NC -	978354	400	NC -
2	978352	100	400	NC -	978355	400	NC -
5	978353	50	200	NC -	978356	200	NC -

Pipettes de sérologie à ouverture large




- Idéales pour liquides épais et visqueux ou des solutions contenant des particules risquant de bloquer les pipettes standard
- Emballage individuel
- Stériles, cotonnées

Réf.	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
841413	1	500	NC -
841414	2	500	NC -
841415	5	200	NC -
841416	10	200	NC -

Pipettes d'aspiration Falcon®

FALCON®
A Corning Brand




Alternative plus sûre aux pipettes Pasteur.
Pipettes stériles, non cotonnées, non graduées.

- En polystyrène
- Stériles, emballage individuel

Réf.	Vol. (ml)	Longueur (mm)	ø (mm)	Unités/boîte	Unités/carton	€/carton
357558	2	282	6,3	50	200	NC -
357501	5	348	8	50	200	NC -

Pipettes paille



Pipettes paille en polypropylène, stériles ou non stériles, non graduées.
Idéales pour les prélèvements agro-alimentaires.

Réf.	Désignation	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
041110	Pipette paille 1,1 ml	25	1000	NC -
080977	Pipette paille 1,1 ml	40	12000	NC -
080977B	Pipette paille 1,1 ml	40	1000	NC -
688219	Pipette paille 1,1 ml	100	12000	NC -
041115	Pipette paille 2,2 ml	25	1000	NC -
041116	Pipette paille 5 ml*	10	3600	NC -

*S'utilise uniquement avec la macropipette Acura 835 0,5 - 5 ml (réf. 061112)

Pipettes graduées en verre à usage unique Corning

CORNING



Pipettes en verre Pyrex borosilicaté

Réf.	Vol. (ml)	Graduation (ml)	Longueur (mm)	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton
Pipettes stériles, cotonnées, emballage unitaire						
041200	1	1/100	290	1	200	NC -
041201	2	1/100	290	1	180	NC -
041202	5	1/10	290	1	120	NC -
041203	10	1/10	290	1	100	NC -
Pipettes stériles, cotonnées, emballage multiple						
041211	1	1/100	290	50	250	NC -
041213	5	1/10	290	30	240	NC -
041214	10	1/10	290	20	120	NC -
Pipettes non stériles, non cotonnées, emballage multiple						
041220	1	1/100	290	50	250	NC -
041221	2	1/100	290	35	175	NC -
041222	5	1/10	290	30	240	NC -
041223	10	1/10	290	20	120	NC -