

Micropipettes Research® plus Eppendorf (suite)

Indicateur de canal

- + pour une utilisation homogène, indicateur de canal (1 à 8)

Embout porte-cône à amortisseur de force

- + Ergonomie améliorée
- + Parfaite adaptabilité aux pointes

Micropipettes multicanaux Research® plus Eppendorf


Volume (µl)	Code couleur	8 canaux		12 canaux	
		Réf.	€	Réf.	€
0,5 - 10	Gris	933978	NC -	933979	NC -
10 - 100	Jaune	933980	NC -	933981	NC -
30 - 300	Orange	933982	NC -	933983	NC -
120 - 1 200	Vert	934370	NC -	934371	NC -



Micropipettes Eppendorf Research® plus 16 et 24 canaux

- Simplifient le remplissage des microplaques 384 puits
- Ecartement entre les pointes de 4,5 mm
- Technologie SOFTattach pour une meilleure fixation des pointes
- Système SOFTject pour l'éjection successive des pointes, réduisant les forces d'éjection
- Compatibles uniquement avec les pointes epT.I.P.S. 384

Volume (µl)	Code couleur	16 canaux		24 canaux	
		Réf.	€	Réf.	€
1 - 20	Rose clair	934327	NC -	934328	NC -
5 - 100	Jaune clair	934329	NC -	934330	NC -



Retrouvez les guides suivants sur notre site :

- Principes du pipetage et de la distribution
- Impacts des techniques de pipetage sur la précision du prélèvement
- Guide de calibration et d'ajustement des pipettes et distributrices
- Influence des paramètres physiques sur le volume prélevé par une micropipette



ep Research® plus Packs

	ep Research® plus Pack 1	ep Research® plus Pack 2	ep Research® plus Pack 3	ep Research® plus Pack 4
Comprend	1 Research® plus 0,5-10 µl 1 Research® plus 10-100 µl 1 Research® plus 100-1000 µl 3 epTips box (10, 100 et 1000 µl)	1 Research® plus 2 - 20 µl 1 Research® plus 20 - 200 µl 1 Research® plus 100 - 1000 µl 3 epTips box (2 x 200 µl, 1 x 1000 µl)	1 Research® plus 0,1 - 1 ml 1 Research® plus 0,5 - 5 ml 1 Research® plus 1 - 10 ml 1 epTips box 1 ml Sachets pointes 5 ml et 10 ml	1 Research plus 0,1 - 2,5 µl 1 Research plus 0,5 - 10 µl 1 Research plus 2 - 20 µl 1 Research plus 10 - 100 µl 1 Research plus 20 - 200 µl 1 Research plus 100 - 1000 µl 6 epTips box Porteur carrousel pour 6 micropipettes
Réf.	933963	933964	933965	934697
€	NC -	NC -	NC -	NC -