

## Micropipettes électroniques Xplorer® et Xplorer® plus

- Légères et équilibrées
- Embout porte-cône à amortisseur de force

### Utilisation intuitive

- + Molette de sélection du mode de pipetage
- + Paramètres réglables sur 1 seul écran
- + Textes en français avec fonction d'aide
- + Large écran rétro éclairé, parfaitement lisible dans toutes les positions
- + Ajustage utilisateur et ajustages prédéfinis (à différents types de liquides par exemple)
- + Batterie Lithium-Polymère de grande autonomie (3000 pipetages), possibilité de travailler pendant la recharge
- + Même chargeur (et même portoir chargeur) que pour la Multipipette Stream/Xstream
- + Puce RFID intégrée offre une identification et une documentation simples
- + Livrées avec adaptateur de charge et certificat d'étalonnage selon la norme EN ISO 8655

### Deux versions

- + Xplorer® : confort et répétabilité pour les applications courantes de distribution liquide
- + Xplorer® plus : permet de réaliser toutes les applications de distribution liquide les plus sophistiquées et également de programmer un processus complet ; possède une horloge interne avec rappel des opérations de service et de vérification métrologique

Mode	Application	Xplorer®	Xplorer® plus
Ads	Distribution automatique	•	•
Dis	Distribution	•	•
Pip	Pipetage	•	•
P/M	Pipetage et Mélange	•	•
Man	Pipetage manuel	•	•
Opt	Option	•	•
Spc	Application spéciales :		
	Multi-aspiration		•
	Dilution		•
	Distribution séquentielle		•
	Pipetage inverse		•
Prg	Pipetage séquentiel		•
	Programme de séquences d'application		•
Edit	Edition/modification des programmes et des volumes fixes		•
Fix	Volumes fixes pré-enregistrés et modifiables		•



### Micropipettes Eppendorf Xplorer® et Xplorer® plus monocal - chargeur compris

Volume (µl)	Couleur bouton poussoir	Xplorer®		Xplorer® plus	
		Réf.	€	Réf.	€
0,5 - 10	Gris	035639	NC -	035813	NC -
1 - 20	Gris clair	934305	NC -	934308	NC -
5 - 100	Jaune	035640	NC -	035814	NC -
10 - 200	Jaune	934306	NC -	934309	NC -
15 - 300	Orange	035641	NC -	035815	NC -
50 - 1000	Bleu	035642	NC -	035816	NC -
250 - 2500	Rouge	934307	NC -	934310	NC -
500 - 5000	Violet	035643	NC -	035817	NC -
1000 - 10 000	Turquoise	035644	NC -	035818	NC -

### Micropipettes Eppendorf Xplorer® et Xplorer® plus multicanaux - chargeur compris

Volume	Couleur bouton poussoir	Xplorer®				Xplorer® plus			
		8 canaux		12 canaux		8 canaux		12 canaux	
		Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
0,5 - 10 µl	Gris	035645	NC -	035646	NC -	035819	NC -	035821	NC -
5 - 100 µl	Jaune	035647	NC -	035648	NC -	035822	NC -	035823	NC -
15 - 300 µl	Orange	035649	NC -	035650	NC -	035824	NC -	035825	NC -
50 - 1200 µl	Vert	035651	NC -	035812	NC -	035826	NC -	035827	NC -

### Filtre pour pipettes

Pour pipette de volume	5 ml			10 ml		
	Réf.	Unités/sachet	€/sachet	Réf.	Unités/sachet	€/sachet
Micropipettes Research plus, Reference, Reference 2, Xplorer	933162	10	NC -	933163	10	NC -



Retrouvez les guides suivants sur notre site :

- Principes du pipetage et de la distribution
- Impacts des techniques de pipetage sur la précision du prélèvement
- Guide de calibration et d'ajustement des pipettes et distributrices
- Influence des paramètres physiques sur le volume prélevé par une micropipette

### Micropipettes Eppendorf Xplorer® plus 16 et 24 canaux

- Simplifient le remplissage des microplaques 384 puits
- Ecartement entre les pointes de 4,5 mm
- Technologie SOFTattach pour une meilleure fixation des pointes
- Système SOFTject pour l'éjection successive des pointes, réduisant les forces d'éjection
- Compatibles uniquement avec les pointes epT.I.P.S. 384

Volume (µl)	Code couleur	16 canaux		24 canaux	
		Réf.	€	Réf.	€
1 - 20	Rose clair	934331	NC -	934332	NC -
5 - 100	Jaune clair	934333	NC -	934334	NC -

