

Micropipettes Eppendorf Reference® 2

Très haute précision, robustesse et conception originale avec un seul bouton de commande pour le pipetage et l'éjection.

- **Utilisation avec bouton unique** : cran en bout de course de pipetage pour l'éjection de la pointe
- **Pas de mouvement latéral du pouce**
- **Embout porte-cônes à amortisseur de force**
- **Puce RFID intégrée** offre une identification et une documentation simples
- **Livrée avec certificat de conformité EN ISO 8655**, une boîte de pointes epTIPS (uniquement avec les pipettes à volume variable) et un adaptateur pour carrousel universel Eppendorf (uniquement avec les pipettes multicanaux)
- **Garantie : 3 ans**
- **2 versions**
- **GLP (General Lab Product)**, pour toutes les applications autres que le diagnostic humain
- **CE/IVD**, pour les applications cliniques humaines (diagnostic humain)



Saisissez la référence sur **DUTSCHER.COM** pour voir la vidéo produit



Micropipettes Eppendorf Reference® 2 - volume variable

Volume (µl)	Couleur bouton poussoir	Reference® 2 GLP		Reference® 2 CE/IVD	
		Référence	€ HT	Référence	€ HT
0,1 - 2,5	Anthracite	933984	NC -	-	-
0,5 - 10	Gris	933985	NC -	-	-
2 - 20	Gris clair	933986	NC -	-	-
2 - 20	Jaune	933987	NC -	033020B	NC -
10 - 100	Jaune	933988	NC -	-	-
20 - 200	Jaune	933989	NC -	-	-
30 - 300	Orange	933990	NC -	-	-
100 - 1000	Bleu	933991	NC -	-	-
250 - 2500	Rouge	933992	NC -	-	-
500 - 5000	Violet	933993	NC -	-	-
1000 - 10 000	Turquoise	933994	NC -	933043	NC -



Existe également en volume fixe, retrouvez les sur www.dutscher.com



Micropipettes Eppendorf Reference® 2 multicanaux

Volume (µl)	Code couleur	8 canaux				12 canaux	
		Reference® 2 GLP		Reference® 2 CE/IVD		Reference® 2 GLP	
		Réf.	€ HT	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
0,5 - 10	Gris	934015	NC -	933031	NC -	934016	NC -
10 - 100	Jaune	934017	NC -	933033	NC -	934018	NC -
30 - 300	Orange	934019	NC -	933035	NC -	934020	NC -



Portoirs Eppendorf : voir page 590

Pack micropipettes Reference® 2



Reference® 2	Réf.	€ HT	Reference® 2	Réf.	€ HT	Reference® 2	Réf.	€ HT
GLP	933995	NC -	CE/IVD	933996	NC -	CE/IVD	933997	NC -

Pack 1 : 3 micropipettes Reference® 2 avec ep T.I.P.S.

1 Reference® 2 : 0,5-10 µl
1 Reference® 2 : 10-100 µl
1 Reference® 2 : 100-1000 µl
complet avec ep T.I.P.S.

Pack 2 : 3 micropipettes Reference® 2 avec ep T.I.P.S.

1 Reference® 2 : 2-20 µl
1 Reference® 2 : 20-200 µl
1 Reference® 2 : 100 - 1000 µl
complet avec ep T.I.P.S.

Pack 3 : 3 micropipettes Reference® 2 avec ep T.I.P.S.

1 Reference® 2 : 100 - 1000 µl
1 Reference® 2 : 0,5 - 5 ml
1 Reference® 2 : 1 - 10 ml
complet avec ep T.I.P.S.