

**Micropipettes Rainin**

Modèle	Classic	Pipet-Lite XLS et XLS+		E4 XLS et XLS+		Pipet-Lite XLS à écartement variable	E4 XLS à écartement variable
	Universel	Universel	LTS	Universel	LTS	LTS	LTS
Mode de fonctionnement	Manuel	Manuel		Electronique		Manuel	Electronique
Espacement ajustable entre pointes	Non	Non		Non		Oui	Oui
Points forts	Robuste	Légère et ergonomique : poignée confortable et éjecteur à absorbeur de choc		Configuration et l'exécution de protocoles facile		Transfert rapide et fiable de plusieurs échantillons de différents formats plaques 24, 48, 96 puits ou microtubes en toute simplicité	
Plage de volume	0,1 µl - 10 ml	0,1 µl - 20 ml		1 µl - 20 ml		5 - 1 200 µl	5 - 1 200 µl
Options disponibles	1 canal	1 canal, 8 canaux, 12 canaux		1 canal, 8 canaux, 12 canaux		6 canaux, 8 canaux	6 canaux, 8 canaux
Suivi RFID	Non	Oui		Oui		Oui	Oui
Parties autoclavables	Embout et éjecteur	XLS : embout et éjecteur; XLS + : embout, éjecteur, assemblage du piston, ressort, joint et dispositif de retenue		Bout et bras d'éjection		Non	Non

Universel

Compatible avec la plupart des pointes sur le marché

LTS

Utilise exclusivement les pointes Rainin LTS

**Pipette Rainin Classic**



- Pipette ergonomique avec support confort et amortisseur en silicone pour une protection supplémentaire du pouce
- Accepte des pointes universelles

Réf.	Modèle	Volume (µl)	Incrément (µl)	€
711312	PR-2	0,1 - 2	0,002	NC -
711313	PR-10	0,2 - 10	0,02	NC -
711314	PR-20	2 - 20	0,02	NC -
711315	PR-100	10 - 100	0,2	NC -
711316	PR-200	20 - 200	0,2	NC -
711317	PR-1000	100 - 1 000	2	NC -
711318	PR-5000	500 - 5 000	2	NC -
711319	PR-10ML	100 - 10 000	20	NC -

**Starter Kit**

Kit comprenant :

- + 1 PR-20 ;
- + 1 PR-200 ;
- + 1 PR-1000 ;
- + 3 portoirs muraux ;
- + 3 racks de pointes (20, 250 et 1000 µl).

Réf.	Désignation	€
711320	Starter Kit PR	NC -