

Pipet-Lite™ monocanal et multicanaux XLS™ et XLS+™

➤ 2 versions

- LTS : utilise exclusivement les pointes Rainin LTS (page 595)
- Universel : utilise les pointes universels Rainin ou toute marque de pointes
- Avec embouts LTS faible force, meilleure ergonomie et plus grande adaptabilité
- Poignée ergonomique avec crochet confortable
- Absorbant de choc intégré à l'éjecteur de pointe pour réduire l'impact sur le pouce
- Mécanique légère
- Éjecteur de pointe à démontage rapide autoclavable sur tous les modèles
- Pipette équipée d'étiquettes RFID, pour une gestion avancée de l'étalonnage et des équipements
- XLS+ :
 - système de joint augmentant la fluidité et la souplesse du pipetage (80 % de force d'éjection en moins) et simplifiant l'autoclavage de la partie basse
 - éjecteur en PVDF robuste



VIDEO



Saisissez la référence sur **DUTSCHER.COM** pour voir la vidéo produit



Volume (µl)	Incrément (µl)	Modèle XLS+ LTS		Modèle XLS+ Universel		Modèle XLS+ 8 canaux		Modèle XLS+ 12 canaux	
		Réf.	€ HT	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
0,1 - 2	0,002	17014393	NC -	17014413	NC -	-	-	-	-
0,5 - 10	0,02	17014388	NC -	17014409	NC -	711396B	NC -	711401B	NC -
2 - 20	0,02	17014392	NC -	17014412	NC -	711397B	NC -	711402B	NC -
5 - 50	0,05	-	-	-	-	711398B	NC -	711403B	NC -
10 - 100	0,2	17014384	NC -	17014408	NC -	-	-	-	-
20 - 200	0,2	17014391	NC -	17014411	NC -	711258B	NC -	711404B	NC -
20 - 300	0,5	17014405	NC -	17014414	NC -	711399B	NC -	711405B	NC -
100 - 1000	2	17014382	NC -	17014407	NC -	17014496	NC -	17014497	NC -
200 - 2 000	2	17014390	NC -	17014410	NC -	-	-	-	-
500 - 5 000	5	711268*	NC -	711289*	NC -	-	-	-	-
1000 - 10 000	20	711269*	NC -	711290*	NC -	-	-	-	-
2000 - 20 000	20	711270*	NC -	-	-	-	-	-	-

* Modèle XLS.

Starter Kit Monocanal

Kit comprenant :

- 1 micropipette de 20 µl,
- 1 micropipette de 200 µl,
- 1 micropipette de 1000 µl,
- 3 portoirs muraux,
- 2 racks de pointes (250 & 1000 µl)

Référence	Désignation	€ HT
712861	Kit universel XLS +™	NC -
712862	Kit LTS XLS +™	NC -

Kit de démarrage

Chaque kit de démarrage comprend un SmartStand, le logiciel EasyDirect et les boîtes de pointes compatibles.

Pipettes incluses dans le pack :	Monocanal Manuelle LTS : 2 µl, 10 µl, 20 µl, 200 µl	Monocanal Manuelle LTS : 2 µl, 20 µl, 200 µl, 1000 µl	Monocanal Manuelle LTS : 20 µl, 200 µl, 1000 µl	Monocanal Manuelle LTS : 200 µl, 1000 µl, 5000 µl	Monocanal Manuelle LTS : 20 µl, 200 µl, 1000 µl;	Monocanal Manuelle LTS : 20 µl, 200 µl, 1000 µl;	Monocanal Manuelle LTS : 20 µl, 200 µl, 1000 µl;	Monocanal Manuelle LTS : 20 µl, 200 µl, 1000 µl;	Monocanal Manuelle LTS : 20 µl, 200 µl, 1000 µl;	Multicanaux manuelle LTS : 20 µl 8 canaux, 200 µl 8 canaux	Multicanaux manuelle LTS : 20 µl 12 canaux, 200 µl 12 canaux	Monocanal manuelle Universel : 20 µl, 200 µl, 1000 µl
Référence	712874	712864	712865	712873	712870	712869	712872	712871	712875	712876	712866	
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	