

Pointes à filtre Bioclean Ultra™ universelles et LTS



Fabrication et conditionnement entièrement automatisés en salle blanche.
Pas de contacts humains, pas de contaminations.

2 versions :

- pointes universelles : s'adaptent sur toutes les marques de pipettes ; tests systématiques pour vérifier l'absence de RNase, d'ADN, de DNase, d'ATP, de pyrogènes, d'inhibiteurs de PCR, de traces de matières premières ou de matières organiques. Fabrication en salle blanche classe 100 000.
- pointes LTS :
 - + spécifiquement réservées aux pipettes Rainin LTS (Lite Touch System) ;
 - + se déclinent en version standard ou à faible rétention ;
 - + pointes fines et souples.



Présentation :

- + sur portoir individuel avec couvercle amovible ;
- + en recharge GreenPak : plateau individuel préchargé qu'il suffit de positionner dans un portoir de pointes ;
- + StableRak : portoir de 192 pointes, très stable, antidérapant, idéal pour l'utilisation de multicanaux.
- + TerraRack : portoirs en PET jetables, à usage unique avec couvercle à charnière ; plus légers que les portoirs habituels, mais tous aussi résistants et recyclables.
- + EarthRack : couvercle et la base composés de cellulose biodégradable et compostable, plateau de pointe recyclable

Pointes à filtre Bioclean Ultra™ LTS



Volume	Pointe LTS Pipette	Pointes LTS															Pointes LTS faible rétention		
		Portoir à couvercle amovible			GreenPak			Stablerack			Terrarack			Earthrack			Portoir à couvercle amovible		
		Réf.	Cdt	€/boîte	Réf.	Cdt	€/boîte	Réf.*	Cdt	€/boîte	Réf.*	Cdt	€/boîte	Réf.	Cdt	€/boîte	Réf.	Cdt	€/boîte
20 µl	2, 10, 20 µl	711254B	10 x 96	NC -	711248B	10 x 96	NC -	712013	10 x 96	NC -	712829	10 x 96	NC -	712460	10 x 96	NC -	712046B	10 x 96	NC -
200 µl	50, 100, 200 µl	711255B	10 x 96	NC -	711249B	10 x 96	NC -	712014	10 x 96	NC -	712830	10 x 96	NC -	712458	10 x 96	NC -	712049B	10 x 96	NC -
200 µl large orifice	50, 100, 200 µl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712321B	10 x 96	NC -
300 µl	300 µl	711256B	8 x 96	NC -	-	-	-	712015	8 x 96	NC -	712832	8 x 96	NC -	-	-	-	712849	8 x 96	NC -
1000 µl	1000 µl	711257B	8 x 96	NC -	711250B	8 x 96	NC -	712016	8 x 96	NC -	712833	8 x 96	NC -	712459	8 x 96	NC -	712052B	8 x 96	NC -
1000 µl large orifice	1000 µl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712324B	8 x 96	NC -
1000 µl extra long 102 mm	1000 µl	712058B	8 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200 µl	1200 µl	711486B	8 x 60	NC -	-	-	-	712017	8 x 60	NC -	712834	8 x 96	NC -	-	-	-	712335B	8 x 96	NC -
2000 µl	2000 µl	711487B	8 x 60	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pointes à filtre Bioclean Ultra™ universelles



Volume	Pointe pipette	Pointes universelles standard									Pointes universelles faible rétention		
		Portoir à couvercle amovible			GreenPak			Terrarack			Portoir à couvercle amovible		
		Réf.	Cdt	€/boîte	Réf.	Cdt	€/boîte	Réf.*	Cdt	€/boîte	Réf.	Cdt	€/boîte
10 µl	2, 10 µl	712120B	10 x 96	NC -	712098B	10 x 96	NC -	712301	10 x 96	NC -	712338B	10 x 96	NC -
10 µl ShaftGard	2, 10 µl	712128B	10 x 96	NC -	712105B	10 x 96	NC -	712303	10 x 96	NC -	712341B	10 x 96	NC -
20 µl	2, 10, 20 µl	-	-	-	-	-	-	712304	10 x 96	NC -	712342B	10 x 96	NC -
30 µl	20 µl	712121B	10 x 96	NC -	712099B	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	
100 µl	100 µl	712122B	10 x 96	NC -	712100B	10 x 96	NC -	712305	10 x 96	NC -	712343B	10 x 96	NC -
200 µl	200, 250 µl	712123B	10 x 96	NC -	712101B	10 x 96	NC -	712307	10 x 96	NC -	712346B	10 x 96	NC -
200 µl large orifice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712352B	10 x 96	NC -
300 µl	300 µl	712843	8 x 96	NC -	-	-	-	712309	8 x 96	NC -	712846	8 x 96	NC -
1000 µl	1000 µl	712124B	8 x 96	NC -	712102B	8 x 96	NC -	712311	8 x 96	NC -	712349B	8 x 96	NC -
2000 µl	2000 µl	712125B	8 x 60	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	

Terrabase

■ Base de maintien des terraracks qui sont plus légers et 100 % recyclables. Cette base supporte efficacement le rack.

Réf.	Désignation	€
712312*	Base Terrarack courte pour Terrarack de 10 à 300 µl	NC -
712313*	Base Terrarack longue pour Terrarack de 1000/1200 µl	NC -

* Réf. non BioClean Ultra™

