

Accessoires pour micropipettes RAININ - SmartCheck

- Contrôle de la précision de distribution des micropipettes simple et contrôle simple et rapide de moins d'une minute
- Compatible avec les micropipettes de toutes marques, monocanal ou multicanaux, de 10 à 1000 µl
- Possibilité de collecter les données d'étalonnage avec le logiciel PipetteX

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Volumes test de la pipette (µl) | 10, 20, 50, 100, 200, 300 et 1000 |
| Types de pipettes | Monocanal, multicanaux (par canal) |
| Capacité de la chambre à liquide | 10 ml |
| Alimentation /raccordement | 100-240 VAC 5 VDC/USB 2.0 |
| Dimensions l x p x h (mm) | 90 x 90 x 107 |
| Non | Non |
| Partie basse et éjecteur | Partie basse et éjecteur |

| Réf. | Désignation | € |
|--------|---|------|
| 712422 | SmartCheck | NC - |
| 712992 | Kit pour test de performances du SmartCheck Contient : poids de contrôle de 1 g, plateau de pesage spécial, pinces et pare-brise | NC - |



Portoir SmartStand pour micropipettes XLS et XLS+

- Support de pipettes intelligent : contrôle de l'état de l'étalonnage, consultation des données de maintenance et gestion de la conformité
- Fourni avec le logiciel EasyDirect pour la gestion aisée de parcs de pipettes
- Pour 4 pipettes manuelles ou électroniques XLS et XLS+
- Pour le chargement des pipettes E4
- Interface graphique intuitive
- Connexions USB ou Bluetooth
- Kits de fixation, pour mur ou étagère, disponibles en option
- Alimentation 100/220 V, 50-60 Hz

| Réf. | Désignation | € |
|--------|--------------------------------|------|
| 712824 | Support SmartStand 4 positions | NC - |



Kits de fixation pour SmartStand

| Réf. | Désignation | € |
|--------|---|------|
| 712825 | Kit avec aimant pour la fixation sur les surfaces métalliques | NC - |
| 712826 | Kit pour la fixation sur une étagère | NC - |
| 712827 | Kit pour la fixation murale | NC - |



Portoirs pour micropipettes Rainin

| Réf. | Désignation | Compatibilité micropipettes | Unités/carton | €/carton |
|---------|----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
| 711458 | Portoir magnétique 1 place | Monocanal XLS, Classic, Pos-D | 3 | NC - |
| 711459* | Portoir adhésif 1 place | Monocanal XLS, Classic, Pos-D | 3 | NC - |
| 711261 | Portoir 7 places | Monocanal XLS, Classic, Pos-D | 1 | NC - |
| 711460 | Adaptateur | Multicanaux XLS, toutes E4 | 3 | NC - |

* Pour étagère



711458



711459



711261



711460