

Finnpipettes F1, F2 et F3

Caractéristiques communes

- Poignée légère, peu de force requise pour la fixation, l'éjection de la pointe et le pipetage
- Système breveté «Super Blow-out» : un volume d'air additionnel est soufflé pour augmenter la précision des microvolumes jusqu'à 50 µl
- Affichage «Ergovision» : chiffre noire sur fond blanc pour améliorer la lisibilité
- Chaque pipette est livrée avec : un certificat de calibration, une clé de démontage/calibrage, un portoir adhésif
- Existents également en volume fixe, retrouvez-les sur notre site

Caractéristiques Finnpiquette F1

- Repose doigt orientable à 120°C pour s'adapter aux gauchers comme aux droitiers
- Ejecteur à commande assistée : réduit de 50% la pression d'éjection de la pointe et limite les projections de liquides
- Ajustement du volume verrouillable
- Partie basse autoclavable

Caractéristiques Finnpiquette F2

- Matériaux résistants aux UV
- Entièrement autoclavable sans démontage
- Ejecteur à commande assistée : réduit de 50% la pression d'éjection de la pointe et limite les projections de liquides
- Bouton poussoir double action pour éviter toute modification accidentelle du volume lors de la manipulation

Caractéristiques Finnpiquette F3

- Matériaux résistants aux UV
- Partie basse autoclavable
- Bouton poussoir double action pour éviter toute modification accidentelle du volume lors de la manipulation



Finnpipettes F1 F2 et F3 monocal à volume variable

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Finnpipettes F1		Finnpipettes F2		Finnpipettes F3	
			Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
0,2 - 2	0,002	Flex 10, 10, 50 micro	050635N	NC -	050600	NC -	-	-
0,5 - 5	0,01	Flex 10, 10, 50 micro	050636N	NC -	050601	NC -	-	-
1 - 10 (micro)	0,02	Flex 10, 10, 50 micro	050637N	NC -	050602	NC -	050673	NC -
1 - 10	0,02	Flex 200, 250 Univ.	050638N	NC -	050603	NC -	050674	NC -
2 - 20 (micro)	0,02	50 micro	050639N	NC -	050604	NC -	050675	NC -
2 - 20	0,02	Flex 200, 250 Univ.	050640N	NC -	050605	NC -	050676	NC -
5 - 50 (micro)	0,02	50	050692N	NC -	050694	NC -	050690	NC -
5 - 50	0,02	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Long.	050693N	NC -	050695	NC -	050691	NC -
10 - 100	0,2	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Long.	050641N	NC -	050606	NC -	050677	NC -
20 - 200	0,2	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Long.	050642N	NC -	050607	NC -	050678	NC -
30 - 300	1	Flex 300, 300	050643N	NC -	-	-	-	-
100 - 1000	1	Flex 1000, 1000, 1000 Long.	050644N	NC -	050608	NC -	050679	NC -
500 - 5000	10	5 ml	050645N	NC -	050609	NC -	050697	NC -
1000 - 10000	20	10 ml	050646N	NC -	050610	NC -	050680	NC -

Packs Finnpiquettes F1, F2 et F3

	GLP-Kit-1	GLP-Kit-2	GLP-Kit-3	GLP-Kit-4	Starter Pack
Comprend : Finnpipettes (modèles ci contre) : + Portoir F-Stand + FinnTips + réservoirs	1 - 10 µl micro 10 - 100 µl 100 - 1000 µl	0,2 - 2 µl standard 20-200 µl 100 - 1000 µl	10 - 100 µl 100 - 1000 µl 1 - 10 ml	2 - 20 µl standard 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	2 - 20 µl standard 20 - 200 µl 100 - 1000 µl
Pack Finnpiquette F1	4700850N	4700860N	4700865N	4701060N	-
€	NC -	NC -	NC -	NC -	-
Pack Finnpiquette F2	4700870	4700880	4700885	4701070	-
€	NC -	NC -	NC -	NC -	-
Pack Finnpiquette F3	-	-	-	-	4701290
€	-	-	-	-	NC -

Finnpipettes F1 et F2 multicanaux

Nbre canaux	Vol. (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Finnpipettes F1		Finnpipettes F2	
				Réf.	€	Réf.	€
8	1,0-10	0,02	Flex 10, 10, 50 micro	050660N	NC -	050624	NC -
8	5-50	0,1	Flex 200, 250 Univ., 200 Long.	050661N	NC -	050625	NC -
8	10-100	0,2	Flex 200, 250 Univ., 200 Long.	050662N	NC -	050626	NC -
8	30-300	1	Flex 300, 300	050663N	NC -	050627	NC -
12	1,0-10	0,02	Flex 10, 10, 50 micro	050664N	NC -	050628	NC -
12	5-50	0,1	Flex 200, 250 Univ., 200 Long.	050665N	NC -	050629	NC -
12	10-100	0,2	Flex 200, 250 Univ., 200 Long.	050666N	NC -	050630	NC -
12	30-300	1	Flex 300, 300	050667N	NC -	050631	NC -
16	1,0-10	0,02	Flex 10 (384), 50 micro	050668N	NC -	050632	NC -
16	5-50	0,1	50 micro	050669N	NC -	050633	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com

POINTES
MICROPIPETTES