

## Finnpipettes électroniques Novus

1  
AN  
GARANTIE



Dutscher.com



- Prise en main équilibrée et éjecteur de pointe à commande assistée
- Affichage digital, écran éclairé, pour une visualisation de tous les paramètres
- 10 fonctions de pipetage : direct ou inverse, dilution, mélange, distribution à répétition ou séquentielle
- 9 vitesses de pipetage et distribution
- Programmable selon les applications de l'utilisateur
- Recalibrable en laboratoire selon protocole ISO 8655
- Livrées avec chargeur
- Partie basse autoclavable

### Novus monocanal

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Réf.	€
1 -10 micro	0,01	10 µl	047717	NC -
1 - 10	0,01	250 µl universel, 200 long.	047718	NC -
5 - 50 micro	0,1	50 µl	047719	NC -
5 - 50	0,1	250 µl universel, 200 long.	047720	NC -
10 - 100	0,1		047721	NC -
30 - 300	1	Flex 300 µl	047722	NC -
100 - 1 000	1	1000 µl	047723	NC -
500 - 5 000	10	5 ml	047724	NC -
1 000 - 10 000	10	10 ml	047725	NC -

### Novus multicanaux

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Canaux	Réf.	€
1 -10	0,1		8	047263	NC -
1 -10	0,1	10, 20, 50 µl	12	047264	NC -
5 - 50	0,1		8	047265	NC -
5 - 50	0,1	250 µl	12	047266	NC -
5 - 50	0,5	50 µl	16	047269	NC -
30 - 300	1		8	047267	NC -
30 - 300	1	Flex 300 µl	12	047268	NC -
100 - 1 200	1		8	047766	NC -

### Accessoire

Réf.	Désignation	€
047270	Portoir pour Finn pipettes novus	NC -




### Kits Finn pipettes GLP Novus

Kits complets comprenant 2 ou 3 Finn pipettes Novus, portoirs et pointes Finntips.

	kit GLP1 Novus	kit GLP2 Novus	kit GLP3 Novus	kit GLP4 Novus
Comprend :	- 1 Novus 10 - 100 µl - 1 Novus 100 - 1000 µl - 2 portoirs Novus - 2 racks Finntips Flex	- 1 Novus 100 - 1000 µl - 1 Novus 0,5 - 5 ml - 2 portoirs Novus - 2 racks Finntips Flex	- 1 Novus 1 - 10 µl micro - 1 Novus 10 - 100 µl - 1 Novus 100 - 1000 µl - 3 portoirs Novus - 3 racks Finntips Flex	- 1 Novus 10 - 100 µl - 1 Novus 100 - 1000 µl - 1 Novus 1 ml - 10 ml - 3 portoirs Novus - 3 racks Finntips Flex
Réf.	4700470	4700490	4701120	4701130
€	NC -	NC -	NC -	NC -

### Pointes Finntips à filtre stériles

DNase  
RNase



Réf.	Finntip à filtre	Volume	Racks	€
047083	0,2 - 10 µl micro stérile	0,2 - 10 µl	10 x 96	NC -
047084	384, 20 µl micro stérile	0,5 - 20 µl	10 x 384	NC -
047601	384, 50 µl stérile	0,2 - 50 µl	10 x 384	NC -
047086	10 µl stérile	0,5 - 10 µl	10 x 96	NC -
047951	10 µl Flex stérile	0,5 - 10 µl	10 x 96	NC -
047087	20 µl stérile	0,5 - 20 µl	10 x 96	NC -
047856	30 µl Flex stérile	0,5 - 30 µl	10 x 96	NC -
047089	100 µl longues stérile	0,5 - 100 µl	10 x 96	NC -
047088	100 µl stérile	0,5 - 100 µl	10 x 96	NC -
047853	100 µl Flex stérile	0,5 - 100 µl	10 x 96	NC -
047090	200 µl stérile	0,5 - 200 µl	10 x 96	NC -
047091	200 µl ext. stérile	0,5 - 200 µl	10 x 96	NC -
050698	200 µl Flex stérile	0,5 - 200 µl	10 x 96	NC -
047092	300 µl stérile	5 - 300 µl	10 x 96	NC -
047857	300 µl Flex stérile	5 - 300 µl	10 x 96	NC -
047254	1000 µl stérile	100 - 1000 µl	10 x 96	NC -
047255	1000 µl ext. stérile	100 - 1000 µl	5 x 96	NC -
047854	1000 µl Flex stérile	100 - 1000 µl	10 x 96	NC -
047855	1200 µl Flex stérile	100 - 1200 µl	10 x 96	NC -
047259	1500 µl stérile	50 - 1500 µl	10 x 96	NC -
047162	5 ml stérile	1 - 5 ml	5 x 54	NC -
047096	10 ml stérile	2 - 10 ml	5 x 24	NC -
047913	10 ml Flex stérile l=26,7 mm	2 - 10 ml	50	NC -