


PIPETMAN® G (suite)

Kits PIPETMAN® G

Comprend :	PIPETMAN® G Micro Volume Kit	PIPETMAN® G Starter Kit	Kit 4 PIPETMAN® G	Kit PIPETMAN G Large-Volume
	1 PIPETMAN® G P2G (0,2-2 µl) 1 PIPETMAN® G P10G (1-10 µl) 1 PIPETMAN® G P100G (10-100 µl) (Éjecteurs métal) + Certificats Gilson + 2 racks 96 pointes PIPETMAN® DIAMOND (DL10, D200) + 3 portoirs SINGLE + 1 guide Gilson sur le pipetage + 1 poster "Inspection en 2 minutes" + 3 éjecteurs plastique	1 PIPETMAN® G P20G (2-20 µl) 1 PIPETMAN® G P200G (20-200 µl) 1 PIPETMAN® G P1000G (100-1000 µl) (éjecteurs métal) + Certificats Gilson + 2 racks 96 pointes PIPETMAN® DIAMOND (D200, D1000) + 3 portoirs SINGLE + 3 poignées confort PIPETMAN + 1 guide Gilson sur le pipetage + 1 poster "Inspection en 2 minutes" + 3 éjecteurs plastique	1 PIPETMAN® G P2G (0,2-2 µl) 1 PIPETMAN® G P20G (2-20 µl) 1 PIPETMAN® G P200G (20-200 µl) 1 PIPETMAN® G P1000G (100-1000 µl) + 3 racks 96 pointes PIPETMAN® DIAMOND (DL10, D200, D1000) + 4 portoirs individuels + 4 poignées confort + 1 guide du pipetage + 1 poster inspection 2-minutes	1 PIPETMAN® G P5000G (500-5000 µl) 1 PIPETMAN® G P10mlG (1000-10000 µl) + 2 sacs de 10 filtres
Référence	066825	066826	070175	400092
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -



Saisissez la référence sur dutscher.com pour retrouver le tableau comparatif des PIPETMAN® Gilson



PIPETMAN® L

- Légère, ergonomique et faible force de pipetage, idéal pour réduire la fatigue musculaire et augmenter la productivité
- Ejecteur réglable pour s'adapter au gaucher et au droitier
- Mécanisme de verrouillage volumétrique prévenant tout changement de volume accidentel pendant le pipetage
- Micropipettes monocanales disponibles avec éjecteur en métal ou en plastique pour travailler avec des échantillons corrosifs
- Code de traçabilité 2D pour faciliter la traçabilité lors des manipulations et de la maintenance
- Micropipette à volume variable entièrement autoclavable sans démontage
- Garantie : 3 ans

PIPETMAN® L - Volume variable monocanal

Volume (µl)	Pointes adaptées	Incrément (µl)	Ejecteur métal		Ejecteur plastique	
			Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	070047	NC -	070053	NC -
0,5 - 10		0,02	070048	NC -	070054	NC -
2 - 20	D200, DF30	0,02	070049	NC -	070055	NC -
10 - 100	D200, DF100	0,2	070050	NC -	070056	NC -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	070051	NC -	070057	NC -
100 - 1 000	D(F)1000, D(F)1200	2	070052	NC -	070058	NC -
500 - 5 000	D5000	2	070059*		NC -	
1 000 - 10 000	D10 ml	20	070060*		NC -	

Existe avec certificat d'étalonnage ISO 17025 (approuvé Cofrac).

*Uniquement compatible avec les pointes Gilson, modèle avec éjecteur plastique uniquement.

PIPETMAN® L - Volume variable Multicanaux

Volume (µl)	Pointes adaptées	Incrément (µl)	8 canaux		12 canaux	
			Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
0,5 - 10	D(F)(L)10	0,02	070063	NC -	070064	NC -
2 - 20	D(F)L10, D200, DF30	0,02	070065	NC -	070066	NC -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	070067	NC -	070068	NC -
20 - 300		0,2	070069	NC -	070070	NC -
100 - 1200	D(F)1200	2	067538	NC -	067536	NC -

Existe avec certificat d'étalonnage ISO 17025 (approuvé Cofrac) (ajout d'un C derrière la référence).



Kit PIPETMAN® L

Réf.	Désignation	Pipettes	Racks 96 pointes DIAMOND	Accessoires	€ HT
070098	PIPETMAN® L éjecteur métal Kit starter	P20L P200L P1000L	D200 D1000	3 portoirs SINGLE 3 éjecteurs plastiques	NC -
070099	PIPETMAN® L éjecteur métal Kit micro-volume	P2L P10L P100L	DL10 D200	1 guide de pipetage 1 poster inspection 2-minutes	NC -
070174	Kit 4 PIPETMAN® L éjecteur métal	P2L P20L P200L P1000L	DL10 D200 D1000	4 portoirs individuels, 1 guide de pipetage, 1 poster inspection 2-minutes	NC -



Saisissez la référence sur **DUTSCHER.COM** pour voir la vidéo produit