

Proline Plus Multipacks



Le pack comprend :

- + Un lot de pipettes ;
- + Un ensemble de pointes ;
- + Un portoir linéaire pour entreposer vos pipettes à la verticale et éloignées des contaminations.

Pipettes incluses dans le pack	0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 100 - 1000 µl	2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1 000 µl	0,5 - 10 µL 2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000µl	0,5 - 10µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	2 - 20 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1 000 µl 500 - 5 000 µl	0,5 - 10 µl 20 - 200 µl 100 - 1 000 µl 8 canaux 30 - 300 µl	100 - 1 000µl 500 - 5 000 µl 1 000 - 10 000 µl
Pointes fournies dans le pack (un rack de 96 sauf mention spéciale)	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1 000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1 000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1 000µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1 000µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 100 - 5 000 µl *	0,5 - 200 µl 10 - 1 000 µl 100 - 5 000 µl *	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 5 - 350 µl 10 - 1000 µl	10 - 1 000 µl 100 - 5 000 µl * 500 - 10 000 µl **
Réf.	070867B	070868B	150070	150071	725694	150072	150073	150074
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* Boîte de 50 pointes ** Boîte de 35 pointes

Micropipettes Sartorius Biohitfamily Tacta



- Forme ergonomique pour une prise en main confortable
- Système de pipetage et d'éjection optimisé
- Système exclusif Optilock pour le réglage du volume et son verrouillage
- Libération des pointes douce et contrôlée grâce à la nouvelle technologie exclusive Optijec
- Clef d'ajustage pour un volume précis selon le type de liquide pipeté
- Nettoyage aisé en ne démontant que trois éléments
- Entièrement autoclavables sans démontage
- Filtre monté dans le porte-cône pour la protection de la pipette contre aérosols et agressions chimiques

Micropipettes Tacta monocal - volume variable

Volume (µl)	Incrément (µl)	Réf.	€
0,1 - 3	0,002	070983	NC -
0,5 - 10	0,01	070984	NC -
02 - 20	0,02	070985	NC -
10 - 100	0,10	070986	NC -
20 - 200	0,2	070987	NC -
100 - 1000	1	070988	NC -
500 - 5000	5	070989	NC -
1000 - 10000	10	070990	NC -

Pipettes Tacta multicanaux

Volume (µl)	Incrément (µl)	8 canaux		12 canaux	
		Réf.	€	Réf.	€
0,5 - 10	0,01	070991	NC -	070994	NC -
5 - 100	0,1	070992	NC -	070995	NC -
30 - 300	0,2	070993	NC -	070996	NC -