

## Pipettes électroniques Sartorius Biohitfamily Picus et Picus NxT

GARANTIE  
2  
ANS

- Légères, poids inférieur à 100 g
- Ergonomiques et confortables, bonne prise en main (très courtes : 210 mm)
- Ejection électronique de la pointe
- Système Optiload pour une fixation parfaite des pointes sur chaque porte-cône (multicanaux)
- Volume verrouillé avec le bouton poussoir
- Choix complet de modes de pipetage, de la dilution avec mélange à la distribution séquentielle
- Système tracker unique intégré pour les microplaques de 96 et 384 puits guidant l'utilisateur sur les bons puits
- Calibration ajustable en 1, 2 ou 3 points
- Possibilité de continuer à travailler pendant la charge par câble microUSB
- Batteries lithium-polymère, temps de charge 1 heure
- Partie basse autoclavable sauf pour la 1200 µl
- Modèle Picus NxT :
  - vidange répétée pour aider à la distribution des dernières gouttes
  - protection par mot de passe pour la protection des programmes
  - livrées avec certificat d'étalonnage en 3 points (ISO 17025 et ISO 8655)
  - possibilité de création de programmes sur-mesure

## Micropipettes Picus monocanal et Picus NxT monocanal

Volume (µl)	Incrément (µl)	Picus monocanal		Picus NxT monocanal	
		Réf.	€	Réf.	€
0,2 - 10	0,01	070927	NC -	725666	NC -
5 - 120	0,1	070928	NC -	725667	NC -
10 - 300	0,2	070929	NC -	725668	NC -
50 - 1200	1	070930	NC -	725669	NC -
100 - 5000	5	070931	NC -	725670	NC -
500 - 10000	10	-	-	725671	NC -

## Micropipettes Picus multicanaux et Picus NxT multicanaux

Volume (µl)	Incrément (µl)	Picus multicanaux				Picus NxT multicanaux			
		8 canaux		12 canaux		8 canaux		12 canaux	
		Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
0,2 - 10	0,01	070933	NC -	070937	NC -	725672	NC -	725676	NC -
5 - 120	0,1	070934	NC -	070938	NC -	725673	NC -	725677	NC -
10 - 300	0,2	070935	NC -	070939	NC -	725674	NC -	725678	NC -
50 - 1200	1	070936	NC -	070940	NC -	725675	NC -	725679**	NC -

\*\* Compatible uniquement avec les pointes Sartorius Biohitfamily.