

Micropipettes Sartorius Biohitfamily mLINE

- Excellente ergonomie avec une force de pipetage et d'éjection de pointes réduites
- Sécurité renforcée avec blocage du volumètre empêchant un changement de volume accidentel pendant le pipetage
- Entièrement autoclavables
- Filtre de protection SafeCone pour minimiser les risques de contamination
- Garantie : 2 ans

Monocanal - volume variable

Volume (µl)	Incrément (µl)	Référence	€ HT
0,1 - 3	0,02	070806	NC -
0,5 - 10	0,01	070430	NC -
02 - 20	0,2	070486	NC -
10 - 100	0,1	070431	NC -
20 - 200	0,2	070432	NC -
100 - 1000	1	070433	NC -
500 - 5000	10	070434	NC -
1000 - 10000	20	070833	NC -

Multicanaux

Volume (µl)	Incrément (µl)	mLINE 8 canaux		mLINE 12 canaux	
		Référence	€ HT	Référence	€ HT
0,5 - 10	0,01	070447	NC -	070451	NC -
5 - 100	0,1	070448	NC -	070452	NC -
30 - 300	0,2	070449	NC -	070453	NC -



Saisissez la référence sur dutscher.com pour retrouver les guides Sartorius : consignes pour éviter les contaminations

