

Micropipettes Socorex

Modèle	Acura® Dilute 810	Acura® manual 825	Acura® manual 835	Acura® manual 826XS	Acura® manual 855	Acura® Electro 926, 936 et 956
Mode de fonctionnement	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Electronique
Points Forts	Embout paille, distribution de deux volumes pour réaliser des dilutions séquentielle rapides	Légère, robuste, entretien facile	Légère, robuste, entretien facile, adaptateur pour pipette pasteur et paille en option	Courte, très légère, robuste, entretien facile	Légère, robuste, rotation 360° de la partie basse, entretien facile	Programmation intuitive, six modes de travail, charge rapide, grande autonomie
Plage de volume	1 ml et 0,1 ml	0,1 µl - 1 ml	0,2 µl - 10 ml	0,1 µl - 1 ml	0,5 µl - 350 µl	0,1 - 10 000 µl
Options disponibles	1 canal	1 canal	1 canal	1 canal	8 canaux, 12 canaux	27 modules volumétriques adaptables
Parties autoclavables	Entièrement	Entièrement	Entièrement	Entièrement	Entièrement	Partie basse

Micropipette Acura® Dilute 810



- Prélèvement facilité dans les récipient étroits grâce à l'embout paille
- Distribution sans réglage de 1 et 0,1 ml à partir d'un seul pipetage grâce à deux volumes pré-calibrés
- Permet de réaliser facilement des dilutions séquentielles au 1/10^{ème}
- Etalonnage indépendant de chaque volume
- Forme ergonomique, pipetage sans effort
- Ejecteur réglable
- Filtre de protection interchangeable en PE
- Facilité d'entretien et de nettoyage, autoclavable sans démontage

Référence	Désignation	Unités/sachet	Unités/carton	€ HT/carton
041120	Pipette de prélèvement volume fixe Acura® 810	-	1	NC -
041110	Pipette paille stérile 1,1 ml	25	1000	NC -
041115	Pipette paille stérile 2,2 ml	25	1000	NC -
061968	Filtre de protection interchangeable en PE	-	3600	NC -

Micropipettes Acura® manual 825, 826XS, 855 et 835



- Légères, prise en main optimisée et activation souple du piston
- Réglage du volume avec butée de précision
- Capuchon tournant empêchant toute modification accidentelle du volume
- Calibration rapide et sûre par l'utilisateur
- Autoclavables sans démontage
- Robustes, résistantes aux chocs et aux UV
- Garantie : 3 ans

Micropipette Acura® 825 et 826XS

- Acura® 826XS : plus courte et plus légère avec une partie basse plus fine pour faciliter le pipetage dans des microtubes

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Acura® 825		Acura® 826XS	
			Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
0,1 - 2	0,002	10 µl	061104	NC -	061700	NC -
0,5 - 10	0,01	10 µl	061105	NC -	061701	NC -
1 - 10	0,01	200 µl	061106	NC -	061702	NC -
2 - 20	0,02	200 µl	061107	NC -	061703	NC -
5 - 50	0,1	200 µl	061108	NC -	061704	NC -
10 - 100	0,1	200 µl	061109	NC -	061705	NC -
20 - 200	0,2	200 et 350 µl	061110	NC -	061706	NC -
100 - 1 000	1	1000 µl	061111	NC -	061707	NC -

Micropipettes Acura® manual 825, 826XS, 855 et 835 (suite)

Micropipettes Muticanaux Acura® 855

► Rotation de la partie basse sur 360 °C

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	8 canaux		12 canaux	
			Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
0,5 - 10	0,01	10 µl	061132	NC -	061135	NC -
5 - 50	0,1	200 µl	061133	NC -	061136	NC -
10 - 100	0,1	200 µl	350370	NC -	-	-
20 - 200	0,2	200 µl	061363	NC -	061364	NC -
40 - 350	0,4	350 µl	061134	NC -	061137	NC -

Macropipettes Acura® 835

► Pipettes Pasteur ou embout paille utilisables sur les modèles 2 et 5 ml grâce à l'adaptateur

► Existe également en volume fixe, retrouvez-les sur notre site web

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Réf.	€ HT
200 - 2 000	0,002	2 ml	061714	NC -
200 - 2 000	0,002	2 ml	350377*	NC -
500 - 5 000	0,01	5 ml	061112	NC -
500 - 5 000	0,01	5 ml	061200*	NC -
1 - 10 000	0,01	10 ml	061113	NC -

Accessoires pour Acura® 835

Référence	Désignation	Unités/boîte	€ HT/boîte
061114	Filtre de protection pour modèle de 2 et 5 ml	250	NC -
061115	Filtre de protection pour modèle de 10 ml	100	NC -
061712	Adaptateur pour paille	1	NC -
061259	Adaptateur pour pipette Pasteur 2 ml	1	NC -
061116	Adaptateur pour paille 5 ml à utiliser avec l'adaptateur pour pipette Pasteur	1	NC -
061116	Paille stérile 5 ml	3600	NC -



Kit Micropipette Acura® Manual

► Kit TwiXS Pack contenant deux micropipettes Acura 826XS

Référence	Pipette 1	Pipette 2	€ HT	Livré avec :
061708	0,1 - 2 µl	2 - 20 µl	NC -	<ul style="list-style-type: none"> 1 support d'étagère ; des échantillons de pointes Qualitix ; un certificats QC par pipette.
061709	0,5 - 10 µl	10 - 100 µl	NC -	
061789	2 - 20 µl	20 - 200 µl	NC -	
061710	5 - 50 µl	20 - 200 µl	NC -	
061711	10 - 100 µl	100 - 1000 µl	NC -	
061790	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	NC -	

Trio Pack : coffret de 3 micropipettes Acura® Socorex

Référence	Contenu du Trio Pack			€ HT
	Pipette 1	Pipette 2	Pipette 3	
061192	0,1 - 2 µl	0,5 - 10 µl	5 - 50 µl	NC -
061194	0,1 - 2 µl	2 - 20 µl	20 - 200 µl	NC -
061195	1 - 10 µl	5 - 50 µl	20 - 200 µl	NC -
061367	0,5 - 10 µl	10 - 100 µl	100 - 1000 µl	NC -
061196	1 - 10 µl	10 - 100 µl	100 - 1000 µl	NC -
061197	2 - 20 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	NC -
061366	5 - 50 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	NC -
061198	10 - 100 µl	100 - 1000 µl	0,5 - 5 ml	NC -
061199	100 - 1000 µl	0,5 - 5 ml	1 - 10 ml	NC -

► Kit TrioPack contenant 3 micropipettes 825 (volume de 0,1 à 1000 µl) ou Macropipettes 835 (volume de 0,2 à 10 ml)

► Livré avec des échantillons de pointes Qualitix et un certificat QC par pipette

