

**Micropipettes LabMate Pro**



- Réglage du volume d'une seule main
- Peu d'effort au pipetage
- Support de pointes résistant
- Résistantes aux UV
- Entièrement autoclavables
- Ajustement de la hauteur du système d'éjection par de petits cavaliers
- Ejecteur en acier inox
- Maintenance et recalibration faciles

| Vol. (µl)     | Type     | Réf.    | €    |
|---------------|----------|---------|------|
| 0,1 - 2       | LMP2     | 060800B | NC - |
| 0,5 - 10      | LMP10    | 060801B | NC - |
| 2 - 20        | LMP20    | 060802B | NC - |
| 5 - 50        | LMP50    | 060803B | NC - |
| 10 - 100      | LMP100   | 060804B | NC - |
| 20 - 200      | LMP200   | 060805B | NC - |
| 50 - 250      | LMP250   | 060806B | NC - |
| 100 - 1000    | LMP1000  | 060807B | NC - |
| 1000 - 5000   | LMP5000  | 060808B | NC - |
| 1000 - 10 000 | LMP10000 | 060809B | NC - |

**Portoirs**

| Réf.   | Désignation                               | €    |
|--------|---|------|
| 060838 | Support pipette universel en plexiglas    | NC - |
| 060839 | Support 4 pipettes universel en plexiglas | NC - |
| 060829 | Stand carrousel 6 places gris             | NC - |

**Micropipettes de haute précision HP<sup>®</sup>pette**

- Pipettes mécaniques à déplacement d'air, gamme de volumes de 0,5 µl à 5 ml
- Bonne prise en main, simples d'utilisation
- Fenêtre de lecture du volume visible sur le côté de la pipette, bouton éjecteur sur l'arrière pour une éjection facile
- Entièrement autoclavables

Livrées avec :  
 clé de calibration, mode d'emploi, un tube de graisse, support pour pipette, certificat de performance répondant à la norme ISO8655/DIN12650



**Micropipettes HP<sup>®</sup>pette monocal à volume variable**

| Réf.     | Volume (µl) | Incrément (µl) | €    |
|----------|-------------|----------------|------|
| 861036VA | 0,1 - 2,5   | 0,05           | NC - |
| 861037VA | 0,5 - 10    | 0,1            | NC - |
| 861038VA | 2 - 20      | 0,5            | NC - |
| 861039VA | 5 - 50      | 0,5            | NC - |
| 861040VA | 10 - 100    | 1              | NC - |
| 861041VA | 20 - 200    | 1              | NC - |
| 861042VA | 50 - 200    | 1              | NC - |
| 861043VA | 100 - 1000  | 5              | NC - |
| 861045VA | 200 - 1000  | 5              | NC - |
| 861044VA | 1000 - 5000 | 50             | NC - |

**Micropipettes HP<sup>®</sup>pette monocal à volume fixe**

| Réf.     | Volume (µl) | €    |
|----------|-------------|------|
| 861026VA | 5           | NC - |
| 861027VA | 10          | NC - |
| 861029VA | 20          | NC - |
| 861028VA | 20          | NC - |
| 861030VA | 50          | NC - |
| 861031VA | 100         | NC - |
| 861034VA | 200         | NC - |
| 861033VA | 500         | NC - |
| 861035VA | 1000        | NC - |

**Micropipettes HP<sup>®</sup>pette 8 canaux à volume variable**

| Réf.     | Volume (µl) | Incrément (µl) | €    |
|----------|-------------|----------------|------|
| 861046VA | 0,5-10      | 0,1            | NC - |
| 861047VA | 5-50        | 0,5            | NC - |
| 861048VA | 50-300      | 5              | NC - |

**Micropipette Minifix**



- Micropipette économique garantie jusqu'à 5000 pipetages
- A volume fixe, code couleur sur le bouton poussoir
- Longueur totale 13 cm, extrêmement légère (10 g)
- Emballées sous blister
- Re-calibrage possible

| Réf.   | Modèle Minifix | Pointe recommandée                   | €    |
|--------|----------------|--------------------------------------|------|
| 391187 | Minifix 5 µl   | Micro Gilson / Eppendorf 0,5 - 10 µl | NC - |
| 391188 | Minifix 10 µl  | Pointe universelle 20 -200 µl        | NC - |
| 391189 | Minifix 20 µl  | Pointe universelle 20 -200 µl        | NC - |
| 391190 | Minifix 25 µl  | Pointe universelle 20 -200 µl        | NC - |
| 391191 | Minifix 50 µl  | Pointe universelle 20 -200 µl        | NC - |
| 391192 | Minifix 100 µl | Pointe universelle 20 -200 µl        | NC - |