


Pointes One Touch bi-composants sans filtre et à filtre M_ulti

- Pointes bi-composants : partie haute en élastomère souple
- Étanchéité et précision optimales : pointes idéales pour le travail en pipettes multicanaux
- Réduction de la fatigue musculaire de l'utilisateur
- Existents en rack carton : réduction des déchets plastiques liés aux racks

Optez pour les produits "verts"



Pointes One Touch bi-composants

Pointe	Portoir plastique			Portoir carton E.DEK		
	Réf.	Unités/boîte	€/boîte	Réf.	Unités/boîte	€/boîte
20 µl non stérile	010300	10 x 96	NC -	-	-	-
20 µl stérile	010310	10 x 96	NC -	010390	50 x 96	NC -
330 µl non stérile	010330	10 x 96	NC -	-	-	-
330 µl stérile	010340	10 x 96	NC -	010410	50 x 96	NC -
1000 µl non stérile	010360	8 x 96	NC -	-	-	-
1000 µl stérile	010370	8 x 96	NC -	010450	12 x 64	NC -

Pointes à filtre One Touch bi-composants

Volume (µl)	Portoir plastique			Portoir carton E.DEK		
	Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
1 - 20	010320	10 x 96	NC -	010400	10 x 96	NC -
10 - 100	010510	10 x 96	NC -	-	-	-
20 - 330	010350	10 x 96	NC -	010420	10 x 96	NC -
100 - 1250	010380	8 x 96	NC -	010460	12 x 64	NC -



Accessoire

Réf.	Désignation	€
010600	Support acier inox pour portoirs E-DEK	NC -

UTILISEZ LES PRODUITS
GoGreen

50 € HT de produits
GoGreen

=



CAP VERT POUR
LA FORÊT

250 kg de plastique

=



Dutscher participe à la reforestation !
Rendez-vous sur Dutscher.com

Dutscher a pris part à un programme de reforestation qui consiste à planter des arbres et à reconstituer des espaces forestiers en France.



Pour encourager le choix de produits plus écologiques, Dutscher s'engage à planter un arbre pour toute commande d'articles labellisés GoGreen supérieure ou égale à 500 euros HT

Adhère au programme Cap Vert pour la Forêt :

Par tranche de 250 kg de plastiques fournis à votre établissement, nous ferons planter 1 arbre en votre nom (neutralité carbone), et abonderons avec 1 arbre supplémentaire, soit 2 arbres plantés pour 250 kg de plastique.

Pointes Multi

Avantages

- + Une pointe spécialement destinée à la recherche
- + Un graSoft Tip : fabriquées dans un polypropylène plus souple, ces pointes facilitent la fixation sur la micropipette et allègent l'effort
- + Un grand choix de conditionnements et de présentations

Pointe standard ou pointe Low Binding

Les pointes Multi offrent deux qualités de surface :

- + La surface "standard" en polypropylène vierge
- + La surface "Low Binding" : la pointe, rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface. Cette propriété présente deux avantages : une restitution maximale de l'échantillon et une rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire



Une garantie de qualité

En vrac

En sachet avec zip pour garantir la re-fermeture.



Vrac

Pointes	Vol. (µl)	Modèle	Longueur (mm)	Ø ouverture (mm)	Graduation (µl)	Couleur	Type	Sterile	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
	10	Ultra G (compatible Gilson)	28,8	0,38	2, 10	Naturel	Standard	Non	023580A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	035000A	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	10	E (compatible Eppendorf)	45,5	0,38	-	Naturel	Standard	Non	013970	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	035040A	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	10	Sharp	44,83	0,36	1, 2, 5, 10	Naturel	Standard	Non	-	-	-
							Standard	Oui	-	-	-
	10	LongReach	45,34	0,38	2, 5, 10	Naturel	Standard	Non	037650A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	037650TA	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	200	Standard	50,7	0,46	-	Naturel	Standard	Non	010440	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	-	-	-
							Low binding	Oui	-	-	-
						Jaune	Standard	Non	017020AA	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Standard	Non	015720A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
	200	Graduated	51,44	0,46	1, 50, 100	Naturel	Standard	Non	035080A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	035080A	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
Jaune	Standard	Non	032430A	1000	NC -						
	Standard	Oui	-	-	-						
	Standard	Non	031770A	1000	NC -						
	Standard	Oui	-	-	-						
	300	NX	58,57	0,51	10, 50, 100	Naturel	Standard	Non	031770A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	031770TA	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	300	XT	77,5	0,46	10, 50, 100, 200, 300	Naturel	Standard	Non	130800A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	130800TA	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	1000	Standard	72,9	0,91	-	Naturel	Standard	Non	010180	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	035170A	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
Bleu	Standard	Non	010040A	1000	NC -						
	Standard	Oui	-	-	-						
	1250	1000XT	102	0,81	200, 500, 1000	Naturel	Standard	Non	031610A	768	NC -
							Standard	Oui	-	-	-

*Version sans alvéoles ** kit de démarrage, comprenant 1 recharge de pointes, 1 chargeur et des rack vides.

CellRack à couvercle coiffant vide

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
028310	Rack pour pointes 10 à 200 µl	10	NC -
028360	Rack pour pointes 10 µl G	10	NC -
016460	Rack pour pointes 1000 µl	60	NC -

CellRack à couvercle à charnière vide

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
027280	Rack pour pointes 10 à 200 µl	10	NC -
016460	Rack pour pointes 1000 µl	60	NC -
021750	Rack pour pointes 1250 µl	8	NC -