

Pointes sur portoir CellRack


- Portoir avec couvercle coiffant ou à charnières
- Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe
- Conception éliminant tout risque de contamination de pointe à pointe
- Facilité d'insertion des pointes sur la micropipette
- Stabilité du portoir renforcée
- Autoclavables

Pointes en recharge sur QuickRack

- 96 pointes disposées sur un plateau
- Il suffit de prélever un plateau et de le déposer sur un portoir vide de pointes quelconque pour avoir un rack chargé
- Rapide, économique, faible encombrement
- Permet de réutiliser les Cell Rack vides

Pointes sur portoir TipStation


- 10 portoirs de pointes prêts à l'emploi, dans un encombrement minimal
- Il suffit de retirer un niveau après utilisation des pointes
- Fond de grande stabilité
- Idéal pour les micropipettes multicanaux
- Couvercle à deux compartiments



Pointes sur CellRack avec couvercle coiffant			Pointes sur CellRack avec couvercle à charnière			Pointes sur Quickrack			Pointes sur Tipstation		
Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
023560A	10 x 96	NC -	-	-	-	030470	5 x 960	NC -	-	-	-
023570A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035010A	10 x 96	NC -	-	-	-	035030	5 x 960	NC -	-	-	-
035020A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027510	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027500	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135060	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135070	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	030560A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-
-	-	-	030570A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-
037640A	10 x 96	NC -	026400A	10 x 96	NC -	037820	5 x 960	NC -	027780	5 x 960	NC -
037660A	10 x 96	NC -	026410A	10 x 96	NC -	-	-	-	027790	5 x 960	NC -
037640TA	10 x 96	NC -	026400TA	10 x 96	NC -	037820T	5 x 960	NC -	027780T	5 x 960	NC -
037660TA	10 x 96	NC -	026410TA	10 x 96	NC -	-	-	-	027790T	5 x 960	NC -
010500A	10 x 96	NC -	-	-	-	030450	5 x 960	NC -	-	-	-
010520A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	027750	5 x 960	NC -
-	-	-	-	-	-	030450T	5 x 960	NC -	027740T	5 x 960	NC -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	027750T	5 x 960	NC -
010620A	10 x 96	NC -	-	-	-	030460	5 x 960	NC -	027700	5 x 960	NC -
010660A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	027710	5 x 960	NC -
015660A	10 x 96	NC -	026420A	10 x 96	NC -	030430	5 x 960	NC -	027760	5 x 960	NC -
015670A	10 x 96	NC -	026430A	10 x 96	NC -	-	-	-	027770	5 x 960	NC -
-	-	-	026420TA	10 x 96	NC -	035110	5 x 960	NC -	027760T	5 x 960	NC -
035100A	10 x 96	NC -	026430TA	10 x 96	NC -	-	-	-	027770T	5 x 960	NC -
015360A	10 x 96	NC -	-	-	-	030440	5 x 960	NC -	027720	5 x 960	NC -
015370A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	027730	5 x 960	NC -
031780A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031790A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031780TA	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031790TA	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130920	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130930	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130920T	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130930T	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010200A*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010230A*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035180A*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035190A*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027110*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027120*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	134750*	768	NC -	134770	5 x 768	NC -	-	-	-
-	-	-	134760*	768	NC -	-	-	-	-	-	-

*Version sans alvéoles

Pointes à filtre M_uTI



- Pointes stériles
- Filtre hydrophobe, évitant la remontée des aérosols dans la micropipette et les risques de contamination
- Sur portoir CellRack à couvercle coiffant ou à charnières (voir descriptifs des racks page précédente)
- En version standard ou low binding

Pointes	Vol. (µl)	Modèle	Longueur (mm)	Ø ouverture (mm)	Graduation (µl)	Traitement	Réf.	Pointes sur CellRack avec couvercle coiffant			Pointes sur CellRack avec couvercle à charnières		
								Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton	
	10	Ultra G (compatible Gilson)	28,8	0,38	2, 10	Standard	028200	10 x 96	NC -	-	-	-	
						Low binding	035200	10 x 96	NC -	-	-	-	
	10	E (compatible Eppendorf)	45,5	0,38	10	Standard	015020	10 x 96	NC -	-	-	-	
						Low binding	035210	10 x 96	NC -	-	-	-	
	10	Sharp	44,83	0,36	1, 2, 5, 10	Standard	-	-	-	130340	10 x 96	NC -	
						Low binding	-	-	-	-	-	-	
	10	LongReach	45,34	0,38	2, 5, 10	Standard	038000	10 x 96	NC -	-	-	-	
						Low binding	038000T	10 x 96	NC -	030360T	10 x 96	NC -	
	20	Standard	50,7	0,46	-	Standard	014210	10 x 96	NC -	-	-	-	
						Low binding	035220	10 x 96	NC -	030370T	10 x 96	NC -	
	100	Standard	50,7	0,46	-	Standard	036060	10 x 96	NC -	-	-	-	
						Low binding	036060T	10 x 96	NC -	030380T	10 x 96	NC -	
	200	NX	58,57	0,51	10, 50, 100	Standard	030550	10 x 96	NC -	-	-	-	
						Low binding	030550T	10 x 96	NC -	-	-	-	
	200	Standard	50,7	0,46	-	Standard	014220	10 x 96	NC -	-	-	-	
						Low binding	014220T	10 x 96	NC -	030390T	10 x 96	NC -	
	300	XT	77,5	0,46	10, 50, 100, 200	Standard	017370	10 x 96	NC -	-	-	-	
						Low binding	035240	10 x 96	NC -	-	-	-	
	300	XT	77,5	0,46	10, 50, 100, 200, 300	Standard	130510	10 x 96	NC -	-	-	-	
						Low binding	130510T	10 x 96	NC -	-	-	-	
	1000	Standard	72,9	0,91	-	Standard	014200	10 x 100	NC -	-	-	-	
						Low binding	035260	10 x 100	NC -	-	-	-	
	1250	1000XT	102	0,81	200, 500, 1000	Standard	-	-	-	-	-	-	
						Low binding	-	-	-	134000	8 x 96	NC -	

Pointes non représentées à l'échelle.